

JALOR

Hi-Tech Dermal Filler

Laboratorios jalor se complace en presentar una innovadora gama de productos de ácido hialurónico, desarrollados de manera única para garantizar al personal médico, y por lo tanto a los pacientes, total comodidad, satisfacción y confiabilidad durante los tratamientos de implantación de relleno y bioestimulación:

JALOR

JALOR TECHNOLOGY

Acido hialurónico puro derivado de la biofermentación,
por lo que es 100% de origen no animal.

Ventajas y características distintivas:

- El tratamiento es inmediato, ya que solo requiere unos minutos y se puede realizar inmediatamente después de una simple consulta médica.
- La aplicación es prácticamente indolora y generalmente no requiere anestesia de ningún tipo.
- Las jeringas de vidrio jalor son muy fáciles de manejar, de práctica aplicación, permiten un control considerable sobre la cantidad inyectada y dan un excelente efecto de relleno terminado.
- El resultado del tratamiento con jalor es duradero pero no permanente, de hecho, con el tiempo se produce la reabsorción natural del ácido hialurónico puro.

Dependiendo del tipo de tratamiento, con el objetivo de mantener un aspecto juvenil y natural, el paciente tiende a repetir la aplicación con jalor pasados unos meses.

www.jalor.it

■ Sweet Deep



Para un mejor contorno facial.

Con el paso del tiempo todos los contornos del rostro pueden verse afectados por el proceso de envejecimiento, con pérdidas de volumen o aparición de arrugas muy profundas, por ello se creó el innovador jalor sweet deep.

Jalor sweet deep restaura todos los volúmenes del rostro, devuelve soporte y volumen a las zonas que necesitan más consistencia o refinamiento como los contornos de las mejillas y la barbilla.

Sweet deep es la mejor propuesta del mercado para todos los problemas de lipoatrofia, tejidos, es el mejor producto tanto en rendimiento, como una durabilidad en el rostro y un producto inyectable, tiene una fuerza de extrusión mínima, en comparación con otros productos similares en el mercado.

Jalor sweet deep contiene lidocaína como anestésico local para una mejor aplicación.

Indicaciones: mejilla, pliegues nasales, mentón.

Especificaciones:

Contenido	1 ml
Concentración HA	25 mg/ml
Agente reticular	BDDE
Grado de reticulación	★★★★★
Capacidad de rigidez	hasta 650.000 mPas
Agujas	2x27g
Lidocaína	0,3%
Tratamiento	3, 4, 15

■ intense



Para todo tipo de volúmenes.

Los excelentes resultados obtenidos con Jalor STYLE han llevado a la creación de un producto específico que da volumen al rostro manteniendo las características de la gama jalor: el resultado es un gel altamente reticulado (también contiene 23 mg / ml de ácido hialurónico) que es inyectado con una aguja de 27 g para alcanzar el nivel de relleno deseado sin causar trauma a los tejidos.

Jalor intenso:

- Rellena las líneas y trata las arrugas profundas de la piel.
- Restaura o crea volumen facial.

La duración es excepcional para un producto reabsorbible: varía entre 8 y 18 meses después de la implantación.

Especificaciones:

Contenido	1 ml
Concentración HA	23 mg/ml
Agente reticular	BDDE
Grado de reticulación	★★★★★
Agujas	2x27g
Tratamiento	3,4,9,15

■ Style



El relleno para cada solución

Los últimos avances en campo han demostrado que las cargas polivalentes son, actualmente, la mejor actualización posible, pero las características especiales de jalor lo convierten en un producto único:

- Origen no animal: hialuronato de sodio sintetizado por biofermentación.
- Relleno de doble acción y alta concentración: 23 mg / ml de ácido hialurónico reticulado con ácido hialurónico libre bioestimulante.
- Producto de ultra alto peso molecular: esta característica, junto con el entrecruzamiento, nos permite incrementar al máximo la resistencia a la degradación por hialuronidasas y así maximizar la duración del producto en el tejido.
- Reticulación con éter diglicidílico de butanodiol (BDDE) el agente de reticulación universalmente reconocido como el menos tóxico de todos, lo que garantiza que el riesgo de alergias sea mínimo.

Especificaciones:

Contenido	1 ml
Concentración HA	23 mg/ml
Agente reticular	BDDE
Grado de reticulación	★★★★
Agujas	2x27g
Tratamiento	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

■ re-Style



Bioestimulación al más alto nivel

Ahora es indiscutible que rellenar las arrugas y aumentar el volumen del rostro no es la única forma de obtener un rejuvenecimiento total del rostro; por eso, el ácido hialurónico natural no reticulado tiene un papel importante en la lucha y prevención del envejecimiento cutáneo, permitiendo recuperar la elasticidad y firmeza de la piel.

La formulación particular de jalor re-style con su concentración extremadamente alta de hialurónico con una concentración extremadamente alta de ácido hialurónico (18 mg / ml) junto con una alta concentración de glicerol (20 mg / ml) y un peso molecular ultra alto (3 millones de Dalton : un temporizador doble o incluso triple que el de muchas fórmulas rivales) permite la recreación del entorno fisiológico óptimo para la proliferación y migración de fibroblastos y para la neo-síntesis de colágeno, elastina y otros constituyentes de la matriz extracelular.

Especificaciones:

Contenido	1 ml
Concentración HA	18 mg/ml
Agente reticulante glicerol	20 mg/ml
Grado de reticulación	3 min di Dalton
Agujas	2x30g
Tratamiento	1,2,3,5,6,9,12,13,14

■ Sweet Kiss



Para todo tipo de volúmenes

Se diseñó dentro de la línea Jalor Sweet con lidocaína para rellenar y suavizar las arrugas más profundas con un producto absolutamente innovador. Se presenta como un gel de alta viscosidad y densidad, fácilmente inyectable, esto es posible por la alta tecnología del proceso de reticulación de las moléculas de ácido hialurónico.

Jalor Sweet Kiss mantiene un aspecto natural después de las inyecciones. actúa sobre arrugas y líneas profundas. Jalor Sweet Kiss contiene lidocaína, un anestésico local para una mejor y agradable aplicación.

Indicaciones: arrugas y líneas profundas, mentón y contorno de mentón, zona de las mejillas, tratamiento de depresiones cutáneas.

Especificaciones

Contenido	1 ml
Concentración HA	23 mg/ml
Agente reticular	BDDE
Grado de reticulación	★★★★★
Agujas	2x27 G
Lidocaína	0,3%
Tratamiento	3,4,6,9,15

■ Sweet Touch



Para líneas finas, código de barras y contorno de labios.

Ha sido desarrollado para una delicada remodelación y redefinición de los labios y para mejorar las arrugas finas. Se presenta en forma de gel de excepcional suavidad y plasticidad, se inyecta en la dermis superficial-media, dando una sensación de absoluta naturalidad y confort.

Rellena las arrugas con ácido hialurónico, atrae y mantiene la hidratación con resultados duraderos.

Está indicado para aumentar el volumen de los labios y para definir el contorno de los labios.

Jalor Sweet Touch contiene lidocaína, un anestésico local para una mejor y más agradable aplicación. Indicaciones: arrugas superficiales, patas de gallo, líneas finas, correcciones moderadas de los pliegues nasolabiales y del contorno de labios.

Especificaciones

Contenido	1 ml
Concentración HA	23 mg/ml
Agente reticular	BDDE
Grado de reticulación	★★★★★
Agujas	2x27 G
Lidocaína	0,3%
Tratamiento	1,2,5,6,7,8,9,10,11



TREATMENT

	intense	style	re-style	Syreat Deep	SyreatlyS	Syreat touch
1 Forehead wrinkles	■	■	■	■	■	■
2 Periocular wrinkles	■	■	■	■	■	■
3 Cheeks	■	■	■	■	■	■
4 Nose genian folds	■	■	■	■	■	■
5 Perilabial wrinkles	■	■	■	■	■	■
6 Labial Commissures	■	■	■	■	■	■
7 Increase lip volume	■	■	■	■	■	■
8 Lip contour	■	■	■	■	■	■
9 Facial wrinkles	■	■	■	■	■	■
10 Nasal corrections	■	■	■	■	■	■
11 Glabella	■	■	■	■	■	■
12 Neck	■	■	■	■	■	■
13 Décolleté	■	■	■	■	■	■
14 Hand	■	■	■	■	■	■
15 Chin	■	■	■	■	■	■

