

Fresas

Ancladén  *TwoStriper*

Fresas	146
Fresas Talon	147
Fresas Ancladén	148
Conservadora	148
Tallado	148
Pulir	149
Fresas doble capa	150
Cortar Metal / Endo / Odontosección	151
Laboratorio	151
Pulidoras	152
Tungsteno	152
Cepillos / Pulidores / Ortodoncia	153
Discos	154
Bandas diamante	154


Ancladén

Apostamos por los **profesionales**

www.ancladen.com   



- Duración excepcional.
- Doble capa diamante.
- Diseñadas para una mejor refrigeración.
- Más rapidez. Menos tiempo en el tallado.
- Rendimiento máximo.



S	Tallo corto
L	Tallo largo
XL	Tallo extra largo
NORMAL	(100-120 μ) Sin anillo
G GRUESO	(135 μ) Anillo verde
F FINO	(50 μ) Anillo rojo
A EXTRAFINO	(30 μ) Anillo amarillo
U ULTRAFINO	(15 μ) Anillo blanco

Tiene problemas para cortar coronas de metal/porcelana?

NO SE FIE DE LAS IMITACIONES

EXIJA LAS AUTÉNTICAS FRESAS TALON DE TRI HAWK -LAS NEGRAS-

Después de probarlas entenderá porqué se venden millones de unidades en todo el mundo.



REF. TALON-12

Pack de 10 u.

59,00 €

REF. TALON-QUIRÚRGICA-12

Pack de 10 u.

70,00 €

Gracias al exclusivo diseño hiperbólico de sus lamas tanto en los lados como en la punta, con una sola fresa TALON para cortar coronas/metal y metal/porcelana se puede hacer el trabajo de tres o cuatro fresas de otra marca. Estas lamas perforan y cortan en sentido vertical y horizontal garantizando rapidez, precisión y una durabilidad innegables.

“Las fresas Talon cortan las coronas tres o cuatro veces más rápido que cualquier otra fresa. Es fantástico tener algo en el gabinete que funcione tan bien como realmente se dice”.

(Edward W. Usko, DDS; Toledo, OH)



“Las fresas TALON es lo mejor que he visto para cortar metal y porcelana fundida en metal. En vez de utilizar tres o cuatro fresas, con Talon solamente necesito una”.

(Michael Gaynor, DDS; Winnetka, IL)



Vea porqué la Talon es la fresa nº1 en Europa para cortar coronas/metal y porcelana/metal.

TRI HAWK
FOR THE BUR CONNOISSEUR


Fresas

Conservadora


Doble capa diamante

caja
5 u.


Redondas




Cono Invertido



Tipo C.P.S.



Tipo Pera




Tallado


Serie dorada - Turbo - Duración excepcional

caja
5 u.

Gold Turbo




Football



Cilíndrica recta




Cilíndricas redondas




Cónicas rectas




Cónicas redondas



Separar / Stripping



Tipo Chamfer



Cónicas redondas



Precios unitarios por fresa exceptuando *

Tallado

Doble capa diamante

caja
5 u.

Stripping separadoras

797	763	AD-165	AD-166	AD-167
11M	10MF1	010	010 014	011 G014
9,50 €	11,50 €	6,00 €	7,00 €	7,50 €

Cónicas redondas

AD-199
G012 C012 G016 C016 G018
7,00 €

Cilíndricas rectas

AD-158
G012 G014
6,50 €

Cilíndricas redondas

AD-141
G014 C014
6,00 €

Cónicas rectas

AD-546	AD-172
G016 C016	G014
6,50 €	6,00 €

Tipo Chamfer

AD-289	AD-290	AD-249	AD-277
G012 G014	G014	G012	G023 C023
6,50 €	7,00 €	6,00 €	6,50 €

Para circonio

ADC-801	ADC-856	ADC-879	ADC-847	ADC-879	ADC-368
C018	C018	C014	KR016	G014	F023
4,00 €				7,00 €	

Mandil corto / pediátricas

ADS001	ADS247
012	G012
3,00 €	4,00 €

Pulir

caja
5 u.

Pulir composite diamante

AD-980	AD-540	AD-166	AD-249	AD-257	AD-257	AD-277	AD-199	AD-166	AD-249
F027	C008	C010	C012	C016	F016	U023	F012	U012	U012
8,00 €	6,00 €	7,00 €	6,00 €	4,00 €	4,00 €	6,50 €	7,00 €		6,00 €

Pulir composite tungsteno

AT-135	AT-379
014	023
8,50 €	

Precios unitarios por fresa exceptuando *



Fresas

Fresas doble capa

Fresas diamante

caja
5 u.


Fresas para la técnica de B.O.P.T.



AD-273			AD-274		AD-257	AD-273		AD-274		AD-257	AD-273		AD-274		AD-257	AD-198	
010	G012	G016	G012	G016	G023	C012	C016	C012	C016	C023	F012	F014	F012	F016	F023	018	G018
6,00 €			7,00 €		6,50 €	6,00 €		7,00 €		6,50 €	6,00 €		7,00 €		6,50 €	6,00 €	

caja
1 u.

Fresas para Periodoncia Anclaperio



AD-268	AD-267	AD-268	AD-267	AD-268	AD-267	AD-259	AD-258	AD-259	AD-258	AD-259	AD-258
M012-CAXL	M012-CAL	F012-CAXL	F012-CAL	SF012-CAXL	SF012-CAL	M014-CAXL	M014-CAL	F014-CAXL	F014-CAL	SF014-CAXL	SF014-CAL
10,50 € / u.											



ANCLAPERIO KIT

REF. AD-ANCLAPERIO KIT

105,00 €

Para periodoncia con 12 fresas Anclaperio + caja.

Precios unitarios por fresa exceptuando *

Cortar Metal / Endo / Odontosección

Cortar metal			Tipo 330	Endo				Abrir canal			Cirugía - Odontosección				Bisturí			
12	12	012	010	014FG	016FG	018FG	018FGXL	021FGXL	014FGXL	016FGXL	023FGXL	ENDO-Z	015	015L	010	016FGXL	BISTURI	
*59,00 €	*70,00 €	9,50 €	4,50 €	5,00 €				5,50 €			4,00 €			14,50 €	12,00 €	9,50 €	23,00 €	72,50 €
Pack 10 u.			caja 5 u.				caja 5 u.			caja 3 u.				caja 1 u.				

* Precio pack 10 u.

Laboratorio

Carburo de Tungsteno / Black Coated

BlackCoated (super resistentes)										caja 1 u.				
Fresas para resina, metal, siliconas blandas, hueso, porcelana y cerámica.				Fresas para metales no preciosos.			Fresas resina		Fresa escayola y yeso	Carburo Tungsteno, plásticos duros PMMA/PEEK				
1R	2R	1R	2R	3R	4R	5R	8R	9R	20 NE	2B	3B	1	1C	2C
23,00 €		28,50 €	23,00 €	18,50 €	28,50 €	18,50 €	28,50 €			23,00 €		23,00 €	23,00 €	

Precios unitarios por fresa exceptuando *



Fresas

Pulidoras

5.000 r.p.m.			12.000 r.p.m.
AP67V	AP66G	AP65A	AP612R
4,00 €			
Pulido basto resina	Pulido medio resina	Brillo resina	Pulido/brillo metal

caja
6 u.


Tungsteno

En PM y CA. Prótesis y cirugía


Cirugía diamante macizo	Cirugía / hueso	Cirugía y prótesis	Cirugía LANCETAS
ADM001	AT-001	AT162	
018PM 025PM	014PM 018PM 021PM 023PM 027PM 035PM	016PMX	235C 235E
28,50 €	4,50 € 8,00 € 19,50 €	28,50 €	48,00 €
caja 1 u.	caja 5 u. caja 1 u.	caja 1 u.	caja 1 u.
	Bola CA	Mandriles	
	AT-001	007PM 005CA	
	010CA 012CA 014CA 016CA 018CA 021CA 023CA	2,70 €	
	5,00 €	caja 1 u.	
	caja 5 u.		

Cepillos / Pulidores / Ortodoncia


Cepillo Titanio
profilaxis implantes



Pulidores para limpieza implante




Sacar composite brackets




Cepillos
Natural Nylon



Piedras Arkansas




Pulir composite
Cerámica porcelana




Brillo composite
Cerámica porcelana

Pulir cerámica
Brillo cerámica




Pulidores que se adaptan perfectamente a todas las superficies del diente.

Pulidoras composite



Pulidoras cerámica/circonio




Precios unitarios por fresa exceptuando *




Discos


Diamante macizo



Diamante 2 caras



Pulido y brillo cerámica



Bandas diamante

Precios unitarios por fresa exceptuando *



AD-306 (12 tiras)

8,00 €

DIAMANTE 1 LADO 6 mm.

Stripping, excedentes proximales, grueso.

AD-306F (12 tiras)

8,00 €

DIAMANTE 1 LADO 6 mm.

Stripping, excedentes proximales, fino.

Bandas diamante

COMPO-STRIP®

Two Striper



150F (6 tiras)

22,00 €

Color rojo. 45 micras.

- Tiras de diamante flexibles, codificada por color
- Tres tamaños de grano
- Esterilizables