



Gama Ancladén

Ancladén

Anclasil	128
Anclacem	130
Anclapost	132
Anclabond	133
Anclaetch	133
Anclacomp	134
Anclaprov	135
Anclanet	135

Ancladén

.....
Apostamos por los **profesionales**



Anclasil hydroputty

REF. A-040022

67,00 €



Silicona de impresión super hidrófila, alta consistencia, muy moldeable, consistencia inicial suave para una mezcla perfecta sin burbujas ni excesos de material. Ahorro de tiempo, fraguado rápido. Color base verde manzana.

PRESENTACIÓN: Base + catalizador: 2 x 250 ml
2 cucharas dosificadoras



Anclasil hydroheavy fast

REF. A-040023

95,00 €



Silicona de impresión excelente hidrofília, muy moldeable gracias a su dureza final media y su alta capacidad elástica. Fraguado rápido. Ideal como material de cubeta para la técnica de doble mezcla/sandwich en combinación con Anclasil hydrofluid regular/fast. Alta consistencia coordinada, estabilidad de forma y volumen. Color base verde manzana.

PRESENTACIÓN: Cartucho 5:1 Anclasil hydroheavy 360 ml
6 cánulas de mezcla dinámicas amarillas
Anillo de fijación amarillo

CONSUMIBLES

Ref. A-040024 **28 €**

Cánulas dinámicas amarillas

Para Anclasil hydroheavy 20 u/bolsa

Ref. A-040025 **7 €**

Anillo de fijación amarillo

Para Anclasil hydroheavy 1 u/bolsa



Anclasil hydrofluid regular

REF. A-040018

62,00 €



Silicona por adición de alta precisión, excelente hidrofília, consistencia fluida, reproducción exacta de los detalles más ínfimos, especialmente en entornos húmedos, gran elasticidad en desmoldado y extremadamente resistente a la rotura. Color base rosa. Regular set - fraguado normal.

PRESENTACIÓN: 2 cartuchos 1:1 Anclasil hydrofluid regular 2 x 50 ml
12 cánulas de mezcla
6 puntas intraorales



Anclasil hydrofluid fast

REF. A-040019

62,00 €



Silicona por adición de alta precisión, excelente hidrofília, consistencia fluida, reproducción exacta de los detalles más ínfimos, especialmente en entornos húmedos, gran elasticidad en desmoldado y extremadamente resistente a la rotura. Color base rosa. Fast set - fraguado rápido.

PRESENTACIÓN: 2 cartuchos 1:1 Anclasil hydrofluid fast 2 x 50 ml
12 cánulas de mezcla
6 puntas intraorales

CONSUMIBLES

Ref. A-040020 **45 €**

Cánulas de mezcla amarillas

Para Anclasil hydrofluid 48 u/bolsa

Ref. A-040021 **28 €**

Puntas intraorales amarillas

48 u/bolsa



Anclasil oneputty

REF. A-040005

61,00 €

Silicona por adición de alta precisión para impresiones dentales. Inserción simultánea del material putty y wash en una sola secuencia de trabajo, para la técnica "onetime". De elevada consistencia, moldeable y fraguado rápido. Fraguado termoregulado. Superhidrófilo, tixótropto y reproducción muy nítida. Color de contraste verde turquesa.

PRESENTACIÓN: Base + catalizador: 2 x 250 ml
2 cucharas dosificadoras



Anclasil onewash

REF. A-040006

56,00 €

Silicona por adición de alta precisión para impresiones dentales. Inserción simultánea del material putty y wash en una sola secuencia de trabajo, para la técnica "onetime". De baja consistencia y alta fluidez. Fraguado termoregulado. Superhidrófilo, tixótropto y reproducción muy nítida. Color de contraste violeta.

PRESENTACIÓN: Cartuchos Anclasil onewash: 2 x 50 ml
12 cánulas de mezcla rosas 6 puntas intraorales

CONSUMIBLES

Ref. A-040007 **39 €**

Cánulas de mezcla rosas

Para Anclasil onewash y Anclasil rebase 50 u./bolsa

Ref. A-040008 **20 €**

Puntas intraorales

Para cánulas mezcla rosas 50 u./bolsa



Anclasil rebase

REF. A-040009

120,00 €

Kit de material de rebase definitivo a base de silicona de adición, de flexibilidad permanente, autopolimerizable, para el rebase directo en boca. Biocompatible. De una excelente adherencia a la dentadura acrílica.

PRESENTACIÓN: 1 cartucho de 50 ml 1 iniciador de 5 ml 2 pulidores de 7 ml con 2 pipetas 7 cánulas de mezcla rosas 1 fresa abrasiva.

CONSUMIBLES (También venta por separado)

Ref. A-040010 **49 €**

Anclasil rebase jeringa

1 cartucho de 50 ml +
7 cánulas de mezcla

Ref. A-040011 **43 €**

Anclasil rebase primer

1 botellín de 5 ml

Ref. A-040012 **37 €**

Anclasil rebase pulidor

1 botellín pulidor + 1 botellín catalizador (2 x 7 ml)
+ 2 pipetas

Ref. A-040007 **39 €**

Cánulas de mezcla rosas

48 u./bolsa



Anclasil oclu

REF. A-040014

52,00 €

Material para el registro oclusal a base de siliconas A de media consistencia. Tixotrópico, con agradable aroma a manzana. Aplicación directa sobre la parte oclusal de los dientes. De elevada dureza final. Fácil de trabajar. Colores: base verde y catalizador amarillo.

PRESENTACIÓN: 2 cartuchos de 50 ml 12 cánulas de mezcla verdes 12 toberas de contorno

CONSUMIBLES

Ref. A-040015 **18 €**

Cánulas de mezcla verdes

Para Anclasil oclu 25 u/bolsa

Ref. A-040016 **11 €**

Toberas de contorno

Para cánulas mezcla verdes 25 u/bolsa

AV Anclacem

Cementos para la fijación provisional o definitiva.



Anclacem attachment

REF. A-050006

121,00 €

ANCLACEM ATTACHMENT es una resina dual en color gingiva. Es apropiada para ser usada cuando se requiere una excelente fijación en la mayoría de anclajes en sobredentaduras completas o parciales fabricadas en base acrílica, especialmente indicada en anclajes tipo bola o tipo Locator®. Muy buenos resultados para arreglo de composturas.

PRESENTACIÓN: 1 jeringa ANCLACEM ATTACHMENT 8 g (Resina dual)
1 botellín 3 g Primer preparación resina
1 botellín 5ml Primer preparación metal
8 cánulas Anclacem attachment

CONSUMIBLES (También venta por separado)

Ref. A-050007 **59 €**

1 jeringa Anclacem attachment
8 g. (Resina dual)
8 cánulas de mezcla

Ref. A-050009 **13 €**

Primer preparación resina
1 botellín 3 g.

Ref. A-050010 **58 €**

Primer preparación metal
1 botellín 5 ml.

Ref. A-050008 **6 €**

Cánulas Anclacem attachment
8 unidades.



Anclacem implant

REF. A-050001

53,00 €

Cemento de resina provisional de larga duración y alta retención, sin eugenol. Para el cementado adhesivo temporal y estable de reconstrucciones sobre implantes. Separación sin lesiones gracias a sus propiedades de adherencia perfectamente adaptadas. Espesor de capa muy fina para lograr la máxima adaptabilidad. De fraguado dual, antibacteriano, de olor y sabor neutro. Color natural opaco.

PRESENTACIÓN: 1 jeringa de 5 ml
10 cánulas de mezcla

CONSUMIBLES

Ref. A-050002 **21 €**

Cánulas de mezcla

Para Anclacem implant 25 u/bolsa



Anclacem temp

REF. A-050005

48,00 €

Cemento temporal a base de resina. Dosificación 4:1. Polimerización dual sin eugenol para cementación provisional de coronas y puentes, como de restauraciones así permanentes. Material fácil de sacar. Compatible con todos los cementos permanentes. Antibacteriano, con triclosán, de color transparente.

PRESENTACIÓN: 1 jeringa de 5 ml
8 cánulas de mezcla



Anclacem core

REF. A-050003

78,00 €

Cemento a base de resina, hidrofílico y dual para cementación universal y reconstrucción de muñones (core) sin necesidad de utilizar ácido ni bonding. No deja coronas altas. Adhiere con pequeña humedad. Puede utilizarse para cementación de pernos, metal, cerámica, brackets, mallas de fibra, carillas, etc.

PRESENTACIÓN: 1 jeringa de 7 g
10 cánulas de mezcla

CONSUMIBLES

Ref. A-050004 **15 €**

Cánulas de mezcla

Para Anclacem core 25 u/bolsa



Anclapost kit

REF. A-060001

130,00 €

Postes cónicos de fibra de vidrio. Elevada elasticidad y bajo riesgo de roturas en la raíz. De fácil retoque y extracción, biocompatibilidad y estética. Con fresas de la misma medida que los postes para evitar oscilaciones que puedan debilitar la raíz.

PRESENTACIÓN: 5 postes x 4 medidas 1 fresa x 4 medidas



Anclapost

REF. A-060002

44,00 €

Caja reposición de 10 unidades de postes de fibra de vidrio blancos y cónicos para reconstrucciones endodónticas.

PRESENTACIÓN: 10 postes/caja

DIÁMETROS:

Ref. A-060002	ø 0,8 - 1,25
Ref. A-060003	ø 1,0 - 1,45
Ref. A-060004	ø 1,2 - 1,65
Ref. A-060005	ø 1,4 - 1,85



Anclapost drill

REF. A-060006

13,00 €

Reposición de fresas de la misma medida que los postes para evitar oscilaciones que puedan debilitar la raíz.

PRESENTACIÓN: 1 fresa/caja

DIÁMETROS:

Ref. A-060006	ø 0,8 - 1,25
Ref. A-060007	ø 1,0 - 1,45
Ref. A-060008	ø 1,2 - 1,65
Ref. A-060009	ø 1,4 - 1,85



Anclabond

REF. A-020001

49,00 €

Adhesivo monocomponente (un solo paso), sin disolventes para esmalte y dentina. Hidrofílico (adhiere con barrillo dentinario) y compatible con cualquier composite.

PRESENTACIÓN: 1 botellín de 5 ml

AV Anclabond etch

Adhesivo para esmalte y dentina.



Anclabond etch

REF. A-020002

51,00 €



Adhesivo monocomponente (un solo paso), autograbante y fotopolimerizable para esmalte y dentina. Hidrofílico (adhiere con barrillo dentinario) y compatible con cualquier composite.

PRESENTACIÓN: 1 botellín de 5 ml

AV Anclaetch

Ácido grabador fosfórico para restauraciones de composite y cementado.



Anclaetch

REF. A-030001

18,00 €

Ácido grabador fosfórico al 37%. Grabado de esmalte y dentina para restauraciones de composite y para cementado. Hidrofílico.

PRESENTACIÓN: 2 jeringas de 3 ml





Anclacomp nano

Colores disponibles:
REF. A-080001 (A2)
REF. A-080002 (A3)
REF. A-080003 (A3.5)
REF. A-080004 (B2)
REF. A-080005 (C3)

37,00 €

Composite nano-híbrido universal radiopaco fotopolimerizable.

PRESENTACIÓN: 1 jeringa de 4g



Anclacomp flowviscous

Colores disponibles:
REF. A-080010 (A2)
REF. A-080011 (A3)
REF. A-080012 (A3.5)

25,00 €

Composite fluido, radiopaco y fotopolimerizable.

PRESENTACIÓN: 1 jeringa de 2g y 10 puntas de aplicación

CONSUMIBLES

Ref. A-080016 **6,00 €**

Puntas de aplicación

Para Anclacomp flowviscous y Anclacomp Bulkfill 10 u/bolsa



Anclacomp bulkfill

REF. A-080015 (UNIVERSAL)

30,00 €

Composite fluido técnica Bulkfill para posteriores radiopaco y fotopolimerizable.

PRESENTACIÓN: 1 jeringa de 2g y 10 puntas de aplicación

CONSUMIBLES

Ref. A-080016 **6,00 €**

Puntas de aplicación

Para Anclacomp flowviscous y Anclacomp Bulkfill 10 u/bolsa



Anclaprov restore

REF. A-070001

30,00 €

ANCLAPROV RESTORE es un material restaurador provisional fotocurable.

- Restaurador provisional en endodancias, prótesis y odontología operatoria, para sellar temporalmente las cavidades.
- Para el sellado temporal de tornillos sobre implantes.
- Para confeccionar la matriz oclusal de los dientes posteriores restaurados con resinas compuestas, por su fácil eliminación.

PRESENTACIÓN: 2 jeringas de 2 gr.



Anclaprov tempo

REF. A-070002 (A2)

REF. A-070003 (A3)

78,00 €

Composite para coronas y puentes provisionales, autopolimerizable.

PRESENTACIÓN: 1 cartucho de 75g y 10 tips

CONSUMIBLES

Ref. A-070004 **12,00 €**

Cánulas de mezcla

Para Anclaprov tempo 10 u/bolsa



Anclanet clean

REF. A-010003

30,00 €

La solución perfecta para eliminar rápida y fácilmente los restos de alginato y yeso.

- Súper eficaz con todos los instrumentos que entren en contacto con alginato.
- Añada dos cucharas de Anclanet Clean a medio litro de agua y a continuación sumerja los instrumentos durante 15 a 30 minutos.
- Sin necesidad de frotar.
- Si aplica agua templada o baño de ultrasonidos, el proceso se agilizará aún más.

PRESENTACIÓN: 1 bote de 1 Kg.

