







Compendio VITA Febrero 2021

Prótesis removibles



VITA – perfect match.

VITA



VITA – perfect match.

VITA

VITAPAN EXCELL® Anterior

Para una expresividad excelente en cuanto a forma, color y juego de luces.



Descripción del producto

Dientes anteriores de gama alta de composite MRP, ricos en matices, corpóreos y naturales.

Ventajas

- Confección sencilla de prótesis altamente estéticas gracias a formas dentales naturales con proporciones "áureas"
- Extraordinario juego de colores y luces gracias a la excelente dinámica lumínica y a la transición cromática armoniosa
- Buena reproducción cromática en caso de dientes remanentes naturales gracias a la máxima fidelidad cromática a la guía de colores
- Excelente estabilidad gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a la abrasión
- Configuración excelente de la encía gracias al diseño ancho del cuello dental

características de dientes

Forma

- Geometría dental corpórea y natural para obtener resultados excelentes
- Diseño incisal marcado para lograr una apariencia sumamente natural
- Crestas palatinas anchas para permitir una configuración ideal de los espacios interdentes/las papilas

Rasgos especiales

- Proporción de esmalte elevada para lograr una buena transmisión de la luz
- Variada textura superficial que se traduce en una dispersión y reflexión naturales de la luz
- Mamelones/opalescencia integrados para obtener matices cromáticos naturales
- Estratificación cromática 3D que proporciona una transición cromática armoniosa

Indicaciones

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis completas y parciales
- Prótesis implantosoportadas

conceptos de prótesis dental

Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A. Gerber, según APF/TIF, según ABC

Colores

- 11 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® shades 0M3, 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2R1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4M2
- 15 x VITA classical A1-D4® shades A1-D4 (without B1)

tablillas

- 17 formas de dientes anteriores superiores (divididas en cuatro grupos de formas)
- 5 formas de dientes anteriores inferiores

VITAPAN EXCELL® Anterior Surtidos

Stock de dientes VITAPAN EXCELL

- X-Small*: 67 tablillas/402 anteriores
- Small*: 134 tablillas/804 anteriores
- Medium*: 268 tablillas/1608 anteriores
- Large*: 400 tablillas/2400 anteriores

Disponible en los colores VITA classical A1–D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.

**) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITAPAN EXCELL

Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

- VITAPAN EXCELL Anteriores

VITAPAN PLUS® Anterior

Para confeccionar prótesis de aspecto juvenil y vital con un plus de translucidez



Descripción del producto

Dientes anteriores de gama alta y apariencia natural, de composite MRP con un plus de translucidez.

Ventajas

- Juego de luces natural gracias a la extraordinaria translucidez derivada de la elevada proporción de esmalte
- Facilidad de reconstrucción de la estética juvenil gracias a las formas dentales corpóreas, juveniles y vitales
- Excelente estabilidad gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a la abrasión
- Desbastado y pulido eficientes gracias a la homogeneidad óptima del material y a la estabilidad de los ángulos

características de dientes

Forma

- Geometría dental corpórea y juvenil para crear "prótesis juveniles"
- Diseño incisal marcado y juvenil para lograr una apariencia sumamente natural
- Crestas palatinas anchas para permitir una configuración ideal de los espacios interdentes/las papilas

Rasgos especiales

- Proporción de esmalte elevada/crestas marginales translúcidas para lograr una transmisión óptima de la luz
- Textura superficial rica en matices para conseguir un juego de luces natural
- Estructura de mamelones integrada y borde incisal blanquecino para crear un efecto cromático natural
- Estructura de capas 3D para lograr una transición cromática natural

Indicaciones

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis completas y parciales con estética juvenil
- Prótesis implantosoportadas

conceptos de prótesis dental

Para todos los conceptos habituales de la oclusión lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A. Gerber, según APF/TIF, según ABC

Colores

- 28 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1-5M3
- 15 colores VITA classical A1-D4® A1-D4 (excepto B1)

tablillas

- 18 formas de dientes anteriores superiores (divididas en cuatro grupos de formas)
- 6 formas de dientes anteriores inferiores

VITAPAN PLUS® Anterior Surtidos

Stock de dientes VITAPAN PLUS

- X-Small*: 67 tablillas/402 anteriores
- Small*: 134 tablillas/804 anteriores
- Medium*: 268 tablillas/1608 anteriores
- Large*: 400 tablillas/2400 anteriores

Disponible en los colores VITA classical A1–D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.

**) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITAPAN PLUS

Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

- VITAPAN PLUS Anteriores
- VITAPAN PLUS Anteriores y VITAPAN LINGOFORM Posteriores

VITAPAN® LINGOFORM Posterior

Para todos los conceptos protésicos, gracias al diseño multifuncional de las superficies masticatorias



Descripción del producto

Dientes posteriores de gama alta, corpóreos y multifuncionales, de composite MRP.

Ventajas

- Montaje sencillo e intuitivo gracias a la determinación "automática" de la céntrica, derivada del diseño de la superficie masticatoria conforme al principio del engranaje
- De uso universal y fiable para todos los conceptos protésicos gracias al diseño multifuncional de las superficies masticatorias
- Rapidez de montaje sin necesidad de desbastado laborioso, gracias a la céntrica exactamente definida
- Excelente estabilidad gracias a la elevada capacidad de carga, la resistencia a la abrasión y la función apoyada en la céntrica
- Gran facilidad de mecanización gracias a la homogeneidad óptima del material y a la estabilidad de los ángulos

características de dientes

Forma

- Geometría dental corpórea con dimensión linguoalveolar natural
- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias con contactos de céntrica definidos

Rasgos especiales

- Textura superficial sutilmente matizada para conseguir un juego de luces natural
- Inclinación de las cúspides superiores: 15° a 20°, aprox.

Indicaciones

Solución protodéutica ideal para:

- Prótesis completas y parciales
- Prótesis implantosoportadas

conceptos de prótesis dental

Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A. Gerber, según APF/TIF, según ABC

Especialmente indicados para: conceptos de oclusión lingualizada

Colores

- 27 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1-5M3
- 15 colores VITA classical A1-D4® A1-D4 (excepto B1)

tablillas

- 4 formas de dientes posteriores superiores
- 4 formas de dientes posteriores inferiores

VITAPAN® LINGOFORM Posterior Surtidos

Stock de dientes VITAPAN LINGOFORM

- X-Small*: 50 tablillas/400 posteriores
- Small*: 100 tablillas/800 posteriores
- Medium*: 200 tablillas/1600 posteriores
- Large*: 300 tablillas/2400 posteriores

Disponible en los colores VITA classical A1–D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.

**) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITAPAN LINGOFORM

Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

- VITAPAN LINGOFORM Posteriores

VITA PHYSIODENS® Anterior

Para crear prótesis fieles al detalle con un juego de formas complejo



Descripción del producto

Dientes anteriores de gama alta de composite MRP, corpóreos y fieles al detalle.

Ventajas

- Integración óptima en la dentadura natural remanente gracias a las formas complejas y fieles al detalle
- Juego de luces natural gracias a la textura superficial variada
- Buena reproducción cromática en caso de dientes remanentes naturales gracias a la gran fidelidad cromática a la guía de colores y a la amplia selección de colores
- Enmascaramiento fiable de estructuras secundarias y terciarias gracias a un elevado volumen dental (basal)
- Excelente estabilidad gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a la abrasión

características de dientes

Forma

- Geometría dental corpórea y natural que permite una buena integración en la dentadura remanente
- Diseño incisal marcado y vital para lograr una curvatura labial natural
- Cuello dental ancho para permitir una configuración ideal de los espacios interdentes/las papilas
- Elevado volumen (basal) para permitir el enmascaramiento de estructuras secundarias y terciarias

Rasgos especiales

- Cromacidad exactamente adaptada para un buen enmascaramiento de estructuras terciarias
- Textura superficial variada para conseguir un juego de luces natural
- Estructura de capas 3D para lograr una transición cromática natural

Indicaciones

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis parciales
- Construcciones esqueléticas, con ataches y de barras
- Prótesis telescópicas y cónicas

conceptos de prótesis dental

Especialmente indicados para: BLP (prótesis BIO-lógica) según el Dr. E. End

Colores

- 28 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1–5M3
- 15 colores VITA classical A1–D4® A1–D4 (excepto B1)

tablillas

- 21 formas de dientes anteriores superiores (divididas en cuatro grupos de formas)
- 8 formas de dientes anteriores inferiores

VITA PHYSIODENS® Anterior Surtidos

Stock de dientes VITA PHYSIODENS

Anteriores:

- X-Small*: 67 tablillas/402 anteriores
- Small*: 134 tablillas/804 anteriores
- Medium*: 268 tablillas/1608 anteriores
- Large*: 400 tablillas/2400 anteriores

Disponible en los colores VITA classical A1–D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.

**) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITA PHYSIODENS

Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

- VITA PHYSIODENS Anteriores y Posteriores

VITA PHYSIODENS® Posterior

Para la reproducción óptima de la función gracias a la morfología natural



Descripción del producto

Dientes posteriores de gama alta de composite MRP, corpóreos y fieles al detalle.

Ventajas

- Restablecimiento sencillo de la función masticatoria gracias a la morfología natural de las superficies oclusales
- Determinación intuitiva de la céntrica y buena intercuspidadón gracias al diseño oclusal apoyado en la céntrica
- Buena reproducción cromática en caso de dientes remanentes naturales gracias a la fidelidad cromática a la guía de colores y a la amplia selección de colores
- Enmascaramiento fiable de estructuras terciarias gracias a un elevado volumen dental (basal)
- Excelente estabilidad gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a la abrasión

características de dientes

Forma

- Geometría dental corpórea basada en las dimensiones dentales naturales
- Relieve de superficies masticatorias/cúspides conforme al modelo natural totalmente anatómico

Rasgos especiales

- Elevado volumen (basal)
- Inclinación de las cúspides superiores: > 30°, aprox.
- Diseño de fosas fiel al detalle

Indicaciones

Solución protodóntica ideal para:

- Prótesis parciales
- Construcciones esqueléticas, con ataches y de barras
- Prótesis telescópicas y cónicas

conceptos de prótesis dental

Especialmente indicados para: BLP (prótesis BIO-lógica) según el Dr. E. End

Colores

- 27 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1–5M3
- 15 colores VITA classical A1–D4® A1–D4 (excepto B1)

tablillas

- 6 formas de dientes posteriores superiores
- 6 formas de dientes posteriores inferiores

VITA PHYSIODENS® Posterior Surtidos

Stock de dientes VITA PHYSIODENS

Posteriores:

- X-Small*: 50 tablillas/400 posteriores
- Small*: 100 tablillas/800 posteriores
- Medium*: 200 tablillas/1600 posteriores
- Large*: 300 tablillas/2400 posteriores

Disponible en los colores VITA classical A1–D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.

**) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITA PHYSIODENS

Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

- VITA PHYSIODENS Anteriores y Posteriores

VITA LUMIN® VACUUM Anterior**Descripción del producto**

Los dientes de cerámica son ideales para todas las indicaciones en las prótesis parciales y completas de alta gama. Poseen un brillo elevado gracias a su efecto Lumin inherente, e imitan a la naturaleza en cuanto a su conductividad de la luz, opalescencia y fluorescencia. Las piezas únicas confeccionadas a mano en Alemania incorporan elementos de anclaje mecánicos adicionales en la base de la prótesis, a fin de garantizar la estabilidad de las prótesis a largo plazo:

- Dientes anteriores con pernos recubiertos de oro insertados en el núcleo de cerámica dura

Material

Los dientes anteriores y posteriores están confeccionados en la acreditada cerámica de cuarzo-feldespato VITA; gracias a su elevada estabilidad del material y resistencia al desgaste permiten una gran durabilidad de los dientes protésicos, a la vez que sus propiedades materiales los convierten en ideales para pacientes con alergia al MMA.

Clasificación**Anteriores**

20 juegos superiores:

180, 182, 185, 187, 190, 513, 565, 612, 622, 627, 632, 722, 732, 734, 737, 742, 743, 773, 843, 854

6 juegos inferiores:

55, 539, 639, 730, 740, 760

Posteriores

3 juegos superiores/inferiores SYNOFORM:

10S, 11S, 13S

3 juegos superiores/inferiores CUSPIFORM:

40C, 41C, 44C

Colores

15 colores VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3)

Otros colores tendrán plazo de entrega.

Compatibilidad

Los dientes anteriores VITA LUMIN VACUUM están perfectamente armonizados con ambas líneas de dientes posteriores VITA LUMIN VACUUM.

VITA LUMIN® VACUUM Anterior Surtidos

VITA LUMIN VACUUM Anteriores *

Formas	Uds. por juego	Denominación
20	6	Anteriores maxilar superior
6	6	Anteriores maxilar inferior

* en los colores VITA classical A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3

VITA LUMIN® VACUUM Posterior**Descripción del producto**

Los dientes de cerámica son ideales para todas las indicaciones en las prótesis parciales y completas de alta gama. Poseen un brillo elevado gracias a su efecto Lumin inherente, e imitan a la naturaleza en cuanto a su conductividad de la luz, opalescencia y fluorescencia. Las piezas únicas confeccionadas a mano en Alemania incorporan elementos de anclaje mecánicos adicionales en la base de la prótesis, a fin de garantizar la estabilidad de las prótesis a largo plazo:

- Dientes posteriores con cavidades retentivas.

Material

Los dientes anteriores y posteriores están confeccionados en la acreditada cerámica de cuarzo-feldespato VITA; gracias a su elevada estabilidad del material y resistencia al desgaste permiten una gran durabilidad de los dientes protésicos, a la vez que sus propiedades materiales los convierten en ideales para pacientes con alergia al MMA.

Clasificación**Anteriores**

20 juegos superiores:

180, 182, 185, 187, 190, 513, 565, 612, 622, 627, 632, 722, 732, 734, 737, 742, 743, 773, 843, 854

6 juegos inferiores:

55, 539, 639, 730, 740, 760

Posteriores

3 juegos superiores/inferiores SYNOFORM:

10S, 11S, 13S

3 juegos superiores/inferiores CUSPIFORM:

40C, 41C, 44C

Colores

15 colores VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3)

Otros colores tendrán plazo de entrega.

Compatibilidad

Los dientes anteriores VITA LUMIN VACUUM están perfectamente armonizados con ambas líneas de dientes posteriores VITA LUMIN VACUUM.

VITA LUMIN® VACUUM Posterior Surtidos

VITA LUMIN VACUUM Posteriores

Formas	Uds. por juego	Denominación
3	8	Posteriores Synoform maxilar superior
3	8	Posteriores Synoform maxilar inferior
3	8	Posteriores Cuspiform maxilar superior
3	8	Posteriores Cuspiform maxilar inferior

VITAPAN® Anterior

Para todos los casos, gracias a la gran variedad de colores y formas



Descripción del producto

Dientes anteriores universales de composite MRP, con formas marcadas adaptadas a la edad.

Ventajas

- Confección sencilla de prótesis completas/parciales adaptadas a la edad gracias a las formas dentales variadas, marcadas y adaptadas a la edad
- Buena reproducción cromática en caso de dientes remanentes naturales gracias a la fidelidad cromática a la guía de colores y a la amplia selección de colores
- Efecto cromático natural gracias a la transición cromática 3D integrada, desde el cuello hacia el borde incisal
- Excelente estabilidad gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a la abrasión
- Desbastado y pulido eficientes gracias a la homogeneidad óptima del material y a la estabilidad de los ángulos

características de dientes

Forma

- Geometría dental marcada y adaptada a la edad para prótesis completas/parciales
- Diseño plano del borde incisal, con patrón de abrasión natural
- Cuello dental estrecho

Rasgos especiales

- Buen equilibrio entre cromatismo y translucidez
- Estructura superficial uniforme con características de envejecimiento
- Estructura de capas 3D para lograr una transición cromática natural

Indicaciones

Solución protodéutica ideal para:

- Prótesis completas/parciales
- Prótesis gerontológicas
- Prótesis en condiciones de espacio limitadas

conceptos de prótesis dental

Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A. Gerber, según APF/TIF, según ABC

Colores

- 28 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1-5M3
- 15 colores VITA classical A1-D4® A1-D4 (excepto B1)

tablillas

- 31 formas de dientes anteriores superiores (divididas en cuatro grupos de formas)
- 13 formas de dientes anteriores inferiores

VITAPAN® Anterior Surtidos

Stock de dientes VITAPAN

- X-Small*: 67 tablillas/402 anteriores
- Small*: 134 tablillas/804 anteriores
- Medium*: 268 tablillas/1608 anteriores
- Large*: 400 tablillas/2400 anteriores

Disponible en los colores VITA classical A1–D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.

**) Véanse los colores disponibles


Tarjeta de formas VITAPAN

Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

- VITAPAN Anteriores

VITAPAN® CUSPIFORM Posterior

Para el restablecimiento sencillo de la función masticatoria en prótesis completas/parciales



Descripción del producto

Dientes posteriores esbeltos de composite MRP con relieve marcado de la superficie masticatoria.

Ventajas

- Restablecimiento sencillo de la función masticatoria en prótesis completas/parciales gracias al relieve marcado de la superficie masticatoria para una determinación de la céntrica y una intercuspidadación satisfactorias
- Excelente estabilidad gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a la abrasión
- Desbastado y pulido eficientes gracias a la homogeneidad óptima del material y a la estabilidad de los ángulos

características de dientes

Forma

- Geometría dental estilizada y esbelta para maximizar el espacio libre para la lengua y lograr una función masticatoria eficiente
- Relieve pronunciado de las superficies masticatorias/ cúspides para una determinación de la céntrica y una intercuspidadación satisfactorias

Rasgos especiales

- Inclinación de las cúspides superiores: 15° a 20°, aprox.
- Estructura de capas 3D para lograr una transición cromática natural

Indicaciones

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis completas/parciales
- Prótesis en condiciones de espacio limitadas

conceptos de prótesis dental

Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A. Gerber, según APF/TIF, según ABC

Especialmente indicados para: conceptos de oclusión vestibular

Colores

- 27 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1–5M3
- 15 colores VITA classical A1–D4® A1–D4 (excepto B1)

tablillas

- 6 formas de dientes posteriores superiores
- 6 formas de dientes posteriores inferiores

VITAPAN® CUSPIFORM Posterior Surtidos

Stock de dientes VITAPAN CUSPIFORM

- X-Small*: 50 tablillas/400 posteriores
- Small*: 100 tablillas/800 posteriores
- Medium*: 200 tablillas/1600 posteriores
- Large*: 300 tablillas/2400 posteriores

Disponible en los colores VITA classical A1–D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.

**) Véanse los colores disponibles


Tarjeta de formas VITAPAN CUSPIFORM

Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

- VITAPAN CUSPIFORM Posteriores

VITAPAN SYNOFORM® Posterior

Garantiza una función fiable en la prótesis gerontológica gracias al relieve plano de la superficie masticatoria

**Descripción del producto**

Dientes posteriores esbeltos de composite MRP con relieve plano de la superficie masticatoria.

Ventajas

- Restablecimiento sencillo de la función masticatoria en la prótesis gerontológica gracias al relieve plano de la superficie masticatoria que proporciona gran libertad de movimiento
- Excelente estabilidad gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a la abrasión
- Desbastado y pulido eficientes gracias a la homogeneidad óptima del material y a la estabilidad de los ángulos

características de dientes

Forma

- Geometría dental estilizada y esbelta para aumentar el espacio libre para la lengua
- Relieve plano y reducido de la superficie masticatoria/ cúspides para proporcionar gran libertad de movimiento

Rasgos especiales

- Inclinación de las cúspides superiores: 6°, aprox.
- Estructura de capas 3D para lograr una transición cromática natural

Indicaciones

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis gerontológicas

conceptos de prótesis dental

Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A. Gerber, según APF/TIF, según ABC

Colores

- 15 colores VITA classical A1–D4® A1–D4 (excepto B1)

tablillas

- 5 formas de dientes posteriores superiores
- 5 formas de dientes posteriores inferiores

VITAPAN SYNOFORM® Posterior Surtidos

Stock de dientes VITAPAN SYNOFORM

- X-Small*: 50 tablillas/400 posteriores
- Small*: 100 tablillas/800 posteriores
- Medium*: 200 tablillas/1600 posteriores
- Large*: 300 tablillas/2400 posteriores

Disponible en los colores VITA classical A1–D4@**

*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.

**) Véanse los colores disponibles


Tarjeta de formas VITAPAN SYNOFORM

Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

- VITAPAN SYNOFORM Posteriores

VITA MFT® Anterior

Para prótesis estándar sólidas con una rentabilidad óptima



Descripción del producto

Dientes anteriores básicos de material de polímero HC para la prótesis estándar sólida.

Ventajas

- Confección fiable de prótesis estéticas sólidas gracias al diseño incisal y a las características angulares fieles al modelo natural.
- Reproducción sencilla de un juego de luces natural gracias a la proporción esmalte-dentina equilibrada, a los mamelones integrados y a la textura.
- Reproducción cromática fiable gracias a la buena fidelidad cromática al estándar de colores VITA (VITA classical A1–D4®).

características de dientes

Forma

- Geometría del diente universal con forma natural
- Diseño incisal natural y estéticamente logrado

Rasgos especiales

- Proporción esmalte/dentina equilibrada para obtener un juego de luces natural
- Textura superficial rica en matices con mamelones integrados
- Estructura de capas 3D para lograr una transición cromática natural

Indicaciones

- Soluciones estándar sólidas para prótesis completas/parciales

conceptos de prótesis dental

Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A. Gerber, según APF/TIF, según ABC

Colores

- 13 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1
- 4 colores VITA classical A1–D4® A1, A3, C3, D3

tablillas

- 12 formas de dientes anteriores superiores (divididas en cuatro grupos de formas)
- 5 formas de dientes anteriores inferiores

VITA MFT® Anterior Surtidos

Stock de dientes VITA MFT

Stock 2S:

– 72 tablillas/432 anteriores*

– 48 tablillas/384 posteriores*

Disponible en los colores VITA classical A1–D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.

**) Véanse los colores disponibles


Tarjeta de formas VITA MFT

Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

– VITA MFT Anteriores

VITA MFT® Posterior

Para todos los conceptos protésicos, gracias al diseño multifuncional de las superficies masticatorias



Descripción del producto

Dientes posteriores básicos de polímero HC con optimización funcional de las superficies masticatorias.

Ventajas

- Montaje de la prótesis simplificado mediante puntos de contacto predefinidos para una intercuspidación automática.
- Elevada seguridad de montaje gracias a la optimización funcional de las superficies masticatorias para lograr una guía céntrica dirigida.
- Menor trabajo de tallado selectivo gracias al diseño basal optimizado.
- Uso fiable para todos los conceptos protésicos gracias al diseño multifuncional de las superficies masticatorias.

características de dientes

Forma

- Geometría del diente universal con extensión linguovestibular natural
- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias con puntos de contacto predefinidos

Rasgos especiales

- Inclinación de las cúspides superiores: 15° a 20°, aprox.

Indicaciones

- Soluciones estándar sólidas para prótesis completas/parciales

conceptos de prótesis dental

Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A. Gerber, según APF/TIF, según ABC

Especialmente indicados para: conceptos de oclusión lingualizados y vestibulares

Colores

- 12 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1
- 4 colores VITA classical A1–D4® A1, A3, C3, D3

tablillas

- 3 formas de dientes posteriores superiores
- 3 formas de dientes posteriores inferiores

VITA MFT® Posterior Surtidos

Stock de dientes VITA MFT

Stock 2S:

- 72 tablillas/432 anteriores*
- 48 tablillas/384 posteriores*

Disponible en los colores VITA classical A1–D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.

**) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITA MFT

Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

- VITA MFT Posteriores

VITA VIONIC® WAX Productos**VITA VIONIC® WAX**

VITA VIONIC WAX, 1 pc.

Denominación	Ref. 1 pc.
Pink, Ø 98.4 x h 30 mm	ADP9830
White, Ø 98.4 x h 30 mm	ADW9830

VITA VIONIC® BASE



Descripción del producto

Disco de PMMA para la confección de bases de prótesis definitivas.

Ventajas

- Creación eficiente de la base gracias a la confección CAD/CAM sin revestimiento ni prensado manual
- Facilidad de reproducción dado que el sistema posibilita el restablecimiento de la base mediante un clic con el ratón
- Excelente adaptación a la cresta alveolar gracias a la confección CAD/CAM de la base sin paso de polimerización

Caracterización

VITA VIONIC BASE

- son piezas en bruto de PMMA, altamente reticuladas y polimerizadas industrialmente
- son piezas en bruto de material homogéneas con una estabilidad óptima de la forma y del color

Indicaciones

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis digitales

Colores

- Orange-Pink
- Deep-Pink
- Light-Pink

VITA VIONIC® BASE Productos**VITA VIONIC® BASE**

VITA VIONIC BASE, 1 pc.

Denominación	Ref. 1 pc.
Deep-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm	ADDP9826
Deep-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm	ADDP9830
Light-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm	ADLP9826
Light-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm	ADLP9830
Orange-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm	ADOP9826
Orange-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm	ADOP9830

VITA VIONIC® BOND



Descripción del producto

Solución para la fijación de dientes protésicos en bases VITA VIONIC.

- VITA VIONIC BOND I, tarro, 2 ml
- VITA VIONIC BOND II, frasco, 1 ml
- Microbrush, 3 uds.

Ventajas

- Fijación adhesiva eficiente de los dientes protésicos sin laborioso proceso de termopolimerización/ autopolimerización
- Fijación precisa de los dientes en la cavidad sin dejar resquicios gracias al sistema de fijación autopolimerizable fluido
- Unión segura de los dientes protésicos a la base gracias a la solución de fijación adaptada específicamente al material

Caracterización

VITA VIONIC BOND

- Es un sistema de fijación bicomponente autopolimerizable basado en MMA
- Posee una consistencia fluida que permite su aplicación precisa en las superficies de adhesión Forma una capa límite reactiva en las superficies de adhesión
- para garantizar la unión segura

Indicaciones

La solución ideal para:

- Prótesis VITA VIONIC digitales

Contenido

Contenido del kit VITA VIONIC BOND

VITA VIONIC® BOND Surtidos


VITA VIONIC® BOND

**VITA VIONIC BOND KIT
AD9VBK**

Cantidad	Contenido	Material
1	2 ml	VITA VIONIC BOND I
1	1 ml	VITA VIONIC BOND II
3	1 pc.	Microbrush

VITA VIONIC® FRAME

Para la confección eficiente de prótesis CAD/CAM con Ceramill® Motion 2



Descripción del producto

VITAPAN EXCELL DD FRAME

VITAPAN LINGOFORM DD FRAME

Ventajas

- Reconstrucción digital sencilla de la función aplicando diversos conceptos de forma personalizada e integrando las clases de Angle
- Confección eficiente de prótesis completas mediante modificación basal de los dientes pulsando un botón, de forma análoga al diseño de prótesis
- Proceso seguro de confección CAD/CAM completamente digital gracias al sistema de materiales armonizado, incluida la solución de fijación

características de dientes

DD FRAME para el sistema de soporte Ceramill D-Set

- Sirve para la mecanización CAM de dientes protésicos en un marco dental
- Posibilita el fresado de las zonas basales y circulares del diente

Indicaciones

Solución protodéutica ideal para:

- Fabricación de prótesis parcial y total

conceptos de prótesis dental

Análisis del modelo CAD:

- Análisis según TIF mediante el módulo de software Ceramill D-flow

Montaje CAD de la prótesis:

Las opciones de diseño adaptadas específicamente para VITA permiten

- La implementación de los conceptos de montaje: bucal, lingual, mordida cruzada y según el doctor y catedrático A. Gerber
- la consideración de posiciones de mordida (mordida normal/cruzada)
- La integración de todas las clases de mordida de Angle

Colores

- 6 colores VITA classical A1–D4® A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

tablillas

VITAPAN EXCELL DD FRAME

- 9 formas de dientes anteriores superiores*
- 4 formas de dientes anteriores inferiores*

VITAPAN LINGOFORM DD FRAME

- 4 formas de dientes posteriores superiores*
- 4 formas de dientes posteriores inferiores*

*) Un marco especial con dientes protésicos integrados por cada tablilla superior/inferior.

VITA VIONIC VIGO®

La nueva generación de dientes para la confección digital de prótesis con solo pulsar un botón



Descripción del producto

VITA VIONIC VIGO es una generación de dientes completamente nueva de polímero SE con un diseño de diente perfeccionado para la confección digital de prótesis.

Ventajas

- Incremento de la productividad
Confección económica sin necesidad de repasado manual/CAM alguno, gracias a un diseño del diente perfeccionado para el flujo de trabajo digital.
- Ahorro de tiempo en la confección
Acabado rápido de la prótesis mediante la fijación adhesiva de los dientes ya arenados por cervical en la base, sin pasos auxiliares adicionales.
- Naturalidad con solo pulsar un botón
Reproducción eficiente de la naturaleza gracias a dientes preconfeccionados con una forma y un juego cromático expresivos, así como a montajes protésicos digitales accesibles directamente.
- Proceso de confección seguro
Confección digital fiable gracias al sistema de materiales coordinado, que incluye una exclusiva solución para la fijación precisa de los dientes.

características de dientes

Forma

Posibilita la reproducción fiel al detalle de la forma dental y de la papila gracias a un diseño expresivo y corpóreo con crestas palatinas pronunciadas.

Rasgos especiales

- Ofrece una buena dinámica lumínica con una translucidez, una opalescencia y una fluorescencia excelentes, gracias a la estructura de capas 3D y a la pigmentación cromática naturales.
- Presenta un juego lumínico sumamente natural, gracias a su textura superficial rica en matices.

Indicaciones

Para la confección digital altamente eficiente de prótesis completas con todos los sistemas CAM y de impresión 3D abiertos de uso habitual.

conceptos de prótesis dental

- Opciones de diseño personalizadas ilimitadas gracias a las bibliotecas VITA con la mayor variedad de conceptos de montaje, que tienen en cuenta la clase y la posición de mordida (vestibular, lingual, Mordida cruzada, Prof. Dr. A. Gerber)

Colores

Colores VITA classical A1–D4®/colores Bleach: 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

tablillas

- 8 formas de dientes anteriores superiores
- 4 formas de dientes anteriores inferiores
- 4 formas de dientes posteriores superiores y 4 inferiores

VITACOLL® Agente adhesivo

Agente adhesivo para dientes de resina



Descripción del producto

VITACOLL es el agente adhesivo seguro para unir dientes de resina y materiales base. Debido al empleo de los más diversos materiales base, a menudo es difícil saber si estos materiales se van a unir de forma segura a los dientes de resina disponibles. Utilizar VITACOLL garantiza la seguridad necesaria.

Frasco de 100 ml

Ventajas

El agente adhesivo VITACOLL proporciona una unión química segura de los dientes de resina con materiales termopolimerizables y autopolimerizables, así como con materiales de inyección de polimetacrilato, evitando que los dientes se separen de la base.

VITACOLL® Agente adhesivo Productos

VITACOLL® Agente adhesivo

Denominación	Ref.
VITACOLL, 100 ml	A9C100

Película de aislamiento de silicona VITAFOL® H

Material aislante para la protección de los dientes preconfeccionados durante la confección de la prótesis



Descripción del producto

VITAFOL H es un material aislante de silicona para la protección de dientes de resina y cerámica durante la confección de la prótesis.

Ventajas

- VITAFOL H se utiliza para proteger dientes de resina y cerámica y permite conservar las modelaciones más finas de la cresta gingival; las zonas cubiertas con VITAFOL H se mantienen limpias y no requieren un acabado posterior.
- Tampoco hace falta aislarlas en dirección al yeso. De este modo es imposible que el aislamiento llegue a las superficies basales de los dientes. En los dientes de resina se consigue evitar así la formación de una capa de separación entre los dientes y el material base.
- El efecto tampón de VITAFOL H elimina los daños que pueden producirse durante el prensado y la retirada del revestimiento.

Película de aislamiento de silicona VITAFOL® H Surtidos

Película de aislamiento de silicona VITAFOL® H



VITAFOL H Surtido extragrande A9FG*

Cantidad	Contenido	Material
3	70 ml	VITAFOL H Pasta
3	15 ml	VITAFOL H Líquido endurecedor
3	80 g	VITAFOL H Cristales adhesivos
1	Unidad	Bloc de mezcla
1	Unidad	Pincel
		Instrucciones de uso

* Suficiente para unas 300 prótesis de 14 dientes



VITAFOL H Surtido para laboratorios A9FL*

Cantidad	Contenido	Material
1	70 ml	VITAFOL H Pasta
1	15 ml	VITAFOL H Líquido endurecedor
1	80 g	VITAFOL H Cristales adhesivos
1	Unidad	Bloc de mezcla
1	Unidad	Pincel
		Instrucciones de uso

* Suficiente para unas 100 prótesis de 14 dientes

Película de aislamiento de silicona VITAFOL® H Productos**Película de aislamiento de silicona VITAFOL® H**

Denominación	Ref.
VITAFOL H Líquido endurecedor, 15 ml	A9F15
VITAFOL H Cristales adhesivos, 80 g	A9F50
VITAFOL H PASTA, 70 ml	A9F90
VITAFOL H Bloc de mezcla impreso, 50 hojas	A9FA
VITAFOL H Pincel N° 11	A9FP

Armario dental vario

Sistema de armario de material sintético



Descripción del producto

El armario dental vario de VITA, con sus amplias opciones de almacenamiento y sus reducidas dimensiones, resulta ideal para colocar todos los expositores dentales VITA.

Este novedoso sistema de almacenaje puede ampliarse en cualquier momento mediante la inserción de cajones adicionales y está fabricado con un plástico de color gris claro de alta calidad, resistente y neutro.

Los cajones pueden extraerse por completo de forma suave, gracias a las guías telescópicas situadas a ambos lados.

El armario dental vario de VITA forma parte del sistema VITA Modulbox, y, por tanto, es compatible con todas las cajas modulares.

Clasificación


Capacidad por cajón:

72 x 6 = 432 Dientes anteriores en juegos de 6

48 x 8 = 384 Dientes posteriores en juegos de 8

Armario dental vario Productos**Armario dental vario**

Denominación	Ref.
Armario dental S10 con 10 cajones: Dimensiones exteriores: 482 x 345 x 350 mm	ZMBS10
Armario dental S12 con 12 cajones: Dimensiones exteriores: 482 x 345 x 420 mm	ZMBS12
Armario dental S2 con 2 cajones: Dimensiones exteriores: 482 x 345 x 70 mm	ZMBS2
Armario dental S4 con 4 cajones: Dimensiones exteriores: 482 x 345 x 140 mm	ZMBS4
Armario dental S6 con 6 cajones: Dimensiones exteriores: 482 x 345 x 210 mm	ZMBS6
Armario dental S8 con 8 cajones: Dimensiones exteriores: 482 x 345 x 280 mm	ZMBS8



Nuestros productos han sido desarrollados para uso odontológico y se deben utilizar siguiendo las instrucciones de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.

Versión de esta información: 02.2021

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik