

BILIFE DENTAL

Distribuidor autorizado en Canarias de:



☎ 922 154 067




MINI-GUÍA 2021-2022
CLÍNICA DENTAL



FG DIAMANTES ROYAL LINE

Desde
3,93€/ud

- Tecnología diamantada de 2 capas.
- Gran variedad en formas, diámetros y granulaciones.
- Vástagos largos y cortos .



PUNTAS INACTIVAS



PUNTAS INACTIVAS



Minimamente invasivas



PIRANHAS - 3 capas de diamante

- Triple capa de diamante con recubrimiento de oro 24K.
- Mayor precisión y duración.
- Efecto anti-adherente.
- Auto-limpieza.



Desde
6,99€/ud

Forma ISO	801	805	811	909	835	837	880	881	835KR	837KR	852	858	859	848	855	856	850
	001	010	039	068	109	111	140	141	156	158	161	165	166	173	197	198	199

Forma ISO	807	830L	830	862	863	864	368	847	379	878	879	877K	878K	879K	889	845KR	801
	225	234	238	249	250	251	257	269	277	289	290	297	298	299	540	544	001

TURBO COMP

- Nuevo surco diamantado.
- Tallado ultra-rápido: Hasta 10 tallados en 40 min!!!



6,99€/ud


Forma ISO	158	159	177	178	178	199	199	250	250	290	290
∅ 1/10mm	014	016	016	018	025	014	016	014	016	014	016

PULIDORES

UPORAL C + D

Uporal® C (con Carburo de Silicio)

- Ideal para Composite y Profilaxis.
- Más de 300 usos!!
- No necesita pasta para pulir.



12,25€/ud



Velocidad	1' - 3000rpm	
Ø 1/10mm	070	135
Envase	6 uds.	6 uds.
Ref. pedido	800949	800939

Uporal® D (con Diadurit)

- Lo mejor para el pulido y brillo de Cerámica.
- Más de 300 usos!!
- No necesita pasta para pulir.



17,25€/ud





Velocidad	1' - 3000rpm	
Ø 1/10mm	070	045
Envase	6 uds.	6 uds.
Ref. pedido	801989	801999

DIAFIX® - ORAL

- Abrillantadores de fieltro impregnados con diamantes.
- Brillo espejo en diente, Composite, Cerámica y Zirconio.
- Desechables.

También disponible con mandril de acero.



Desde **2,45€**/ud

Forma ISO	372		371	
Velocidad	1' - 3000rpm			
Ø 1/10mm	070	50 uds. + 2 mandriles de acero	090	50 uds. + 2 mandriles de acero
Envase	12 uds.		12 uds.	
Ref. pedido	80099	800997	81099	810997

CORTA CORONAS

Separadores de coronas de carburo de tungsteno

9,83€/ud

- Las mejores para Cromo-Niquel o Cromo-Cobalto.
- Rendimiento de corte de más de 5 coronas.
- Sin presión, no se fuerza el rotor de la turbina.


Velocidad **300.000rpm**

			
Forma ISO 139	Forma ISO 196	Forma ISO 137	Forma ISO 237
Ø 1/10mm 012	Ø 1/10mm 012	Ø 1/10mm 012	Ø 1/10mm 010
Long. cabeza mm 4,5	Long. cabeza mm 4,5	Long. cabeza mm 4,3	Long. cabeza mm 2,3
Envase 6 uds.	Envase 6 uds.	Envase 6 uds.	Envase 6 uds.
Ref. pedido 411581	Ref. pedido 411582	Ref. pedido 107812	Ref. pedido D411583
			
Forma ISO 194	Forma ISO 168	Forma ISO 137	
Ø 1/10mm 012	Ø 1/10mm 010 012	Ø 1/10mm 010 012	
Long. cabeza mm 4,5	Long. cabeza mm 4,0 4,5	Long. cabeza mm 4,5	
Envase 6 uds.	Envase 6 uds.	Envase 6 uds.	
Ref. pedido 107712	Ref. pedido 107510 107512	Ref. pedido D411584 D411585	


SOFTY-longlife

Desde **29,99€/ud**

- Disco de diamante macizo.
- Ideal para separar puentes en boca, salvando una pieza.
- Corte suave.
- Hasta 20 usos!!!




Aplicación correcta del cortador de coronas

	Forma ISO 345	
	Velocidad 15' - 20.000rpm	
	Ø 1/10mm 090 100	
	Long. cabeza mm 0,3	
	Envase 1 ud.	
CA	Ref. pedido 51143 51141	Para incisivos y premolares
PM	Ref. pedido 50143 50141	Para molares

Zircut

22,90€/ud

- Específico para Zirconio.
- Su diseño garantiza un corte frío
- Hasta 25 coronas!!!!

	Forma ISO 369	
	Velocidad 15' - 25.000rpm	
	Ø 1/10mm 090 070	
	Long. cabeza mm 0,6	
	Envase 1 ud.	
CA	Ref. pedido 940931 940704	
PM	Ref. pedido 940933 940702	


CIRUGÍA

Fresas para hueso de acero inoxidable | Según Prof. Dr. Lindenmann

Desde **14,05€**/ud


- Flexan y no parten!

Velocidad	FG - 100.000rpm
	CA - 40.000rpm
	PM - 40.000rpm




Typ 161

Forma ISO	408
Ø 1/10mm	016
L cabeza mm	1
Envase	2 uds.
FG L Ref.	111613
CA L	111614




Typ 163

Forma ISO	407		
Ø 1/10mm	014	018	022
L cabeza mm	9	8	9
Envase	2 uds.		
FG L Ref.	110013	-	-
CA L	111634	111644	111654



Typ 162

Forma ISO	408
Ø 1/10mm	016
L cabeza mm	10
Envase	2 uds.
FG L Ref.	111623
CA L	111624
PM	111622




Typ III Typ 167

Forma ISO	410	407	
Ø 1/10mm	016	020	022
L cabeza mm	12		
Envase	2 uds.		
FG L Ref.	110033	-	-
CA L	-	111664	111674
PM	-	111662	-

Fresas para hueso de carburo de tungsteno | Según Prof. Dr. Lindenmann

- Muy afiladas.
- Muchos ciclos de esterilización.
- Monobloque (sin vibraciones).

Velocidad	FG - 100.000rpm
	CA - 40.000rpm
	PM - 40.000rpm



Typ C 168

Forma ISO	407
Ø 1/10mm	014
L cabeza mm	1
Envase	2 uds.
FG L Ref.	110093




C 162

Forma ISO	408
Ø 1/10mm	016
L cabeza mm	9
Envase	6 uds.
FG XL Ref.	D110161



C 161

Forma ISO	408
Ø 1/10mm	016
L cabeza mm	9
Envase	6 uds.
Ref. FG XL	D110162



Carboss Supra

Forma ISO	687
Ø 1/10mm	016
L cabeza mm	1,1
Envase	6 uds.
CA L Ref.	110098



Typ CB 255 A

Forma ISO	534
Ø 1/10mm	012
L cabeza mm	6
Envase	6 uds.
FG L Ref.	111413
FG XL	111423
CA	111414

Fresas para hueso de carburo de tungsteno

- Muy afiladas.
- Muchos ciclos de esterilización.
- Monobloque (sin vibraciones).

Velocidad	FG - 100.000rpm
	CA - 40.000rpm
	PM - 40.000rpm

Desde
24,50€/ud

FRESAS ESPECIALES PARA CIRUGÍA

Para hueso en Carburo de tungsteno



Forma ISO	001			
Ø 1/10mm	031	035	040	050
Envase	2 uds.			
CA L Ref.	110115	110117	110118	110119

DIADOSS

- Acero templado y diamante.
- Ideales para odontosecciones profundas (raíces).



Forma ISO	411				
Velocidad	FG L - 100.000rpm CA L - 40.000rpm				
Ø 1/10mm	016	018	018	021	021
L cabeza mm	11	11	12	11	12
Envase	2 uds.				
FG L Ref.	121613	121623	-	121633	-
CA L Ref.	-	-	121614	-	121624

PreciCut

- Instrumento en **punta**, de óxido de zirconio estabilizado con itrio.
- No se desafilta garantizando un uso de muchos años!!!
- Corte muy preciso.



Forma ISO	164	
Ø 1/10mm	015	
L cabeza mm	5	8
Envase	1 ud.	1 ud.
Ref. pedido	535000	535100

MULTILÁMINAS

De 12 láminas



Forma ISO	227		
Velocidad	300.000rpm		
Ø 1/10mm	014	018	023
L cabeza mm	3,5	4,0	4,0
Envase	6 uds.		
Ref. pedido	106114	106118	106123



Forma ISO	254		
Velocidad	300.000rpm		
Ø 1/10mm	014	018	023
L cabeza mm	3,5	4,0	5,0
Envase	6 uds.		
Ref. pedido	106414	106418	106423

Desde
8,33€/ud

De 30 láminas



Forma ISO	182
Velocidad	300.000rpm
Ø 1/10mm	012
L cabeza mm	5,5
Envase	6 uds.
Ref. pedido	107212



Forma ISO	499
Velocidad	300.000rpm
Ø 1/10mm	012
L cabeza mm	4,0
Envase	6 uds.
Ref. pedido	107412



Forma ISO	227
Velocidad	300.000rpm
Ø 1/10mm	018
L cabeza mm	4,0
Envase	6 uds.
Ref. pedido	106318



Forma ISO	247
Velocidad	300.000rpm
Ø 1/10mm	012
L cabeza mm	6,0
Envase	6 uds.
Ref. pedido	106612

ORTODONCIA

Pasos recomendados

1. Fresa de carburo

- Forma helicoidal muy cruzada que arranca el cemento sin dañar el esmalte.



Forma ISO **194**
 Velocidad **40.000rpm**
 Ø | 1/10mm **016**
 L cabeza | mm **4,5**
 Envase **5 uds.**
 CA | Ref. **113016-T**



Forma ISO **194**
 Velocidad **300.000rpm**
 Ø | 1/10mm **016**
 L cabeza | mm **5,0**
 Envase **6 uds.**
 FG | Ref. **103416**

2. Uporal C

- Profilaxis y pulido a la vez.
 - Sin irrigación ni pasta.
 - De 5 a 10 segundos por pieza.
 - Ideal para niños.



Forma ISO **541**
 Velocidad **1' - 3000rpm**
 Ø | 1/10mm **070**
 Envase **6 uds.**
 CA | Ref. **800946**

3. Diafix

- Abrillatado del diente.
 - Sin irrigación ni pasta.
 - Grata sensación para el paciente.



Forma ISO **372**
 Velocidad **1' - 3000rpm**
 Ø | 1/10mm **070**
 L cabeza | mm **030**
 Envase **12 uds.**
 CA | Ref. **80099**

Striping

1. FG Diamante

- Gracias a su curvatura respeta la forma natural del diente.



Forma ISO **465**
 Velocidad **300.000rpm**
 Ø | 1/10mm **016**
 L cabeza | mm **5**
 Envase **5 uds.**
 Ref. pedido **533746**

2. FG Diamante

- El diámetro más fino del mercado!!!



Forma ISO **540**
 Velocidad **300.000rpm**
 Ø | 1/10mm **007**
 L cabeza | mm **3,9**
 Envase **5 uds.**
 Ref. pedido **537206**

3. Miniflex

- Disco diamantado flexible.



Forma ISO **355**
 Velocidad **5.000rpm**
 Ø | 1/10mm **090**
 L cabeza | mm **1**
 Envase **1 ud.**
 CA **140931**



Diamante | ■ Grueso ■ Medio ■ Fino

ENDODONCIA

Carburo diamantado

Fresas diamantadas

Desde **9,98€/ud**

- Removemos con el carburo. Abrimos con el diamante.



Forma ISO	315		
Velocidad	100.000rpm		
Ø 1/10mm	014	018	012
L cabeza mm	9	9	9
Envase	2 uds.	2 uds.	2 uds.
FG XL Ref.	116112	116122	116110

Forma ISO	494	219
1/10mm	018	014
L cabeza mm	10	9
Envase	5 uds	5 uds
		16



Carburo de tungsteno

Desde **14,99€/ud**



ENDO Z

Forma ISO	219
Velocidad	rpm
Ø 1/10mm	015
L cabeza mm	9
Envase	2 uds.
FG XL Ref.	110123
CA L Ref.	110124



Zekrya

- Ideal para la apertura de conductos calcificados.

Forma ISO	210
Velocidad	rpm
Ø 1/10mm	015
L cabeza mm	11
Envase	2 uds.
FG XL Ref.	110113
CA L Ref.	110114

M Ref: 800211

Contenido:
110094 (1 pieza)
110095 (1 pieza)
110096 (1 pieza)
111675 (1 pieza)



Vástago largo

Forma ISO	001				
Velocidad	20.000rpm				
Ø 1/10mm	010	012	014	016	018
Envase	6 uds.				
CA L Ref.	117510-L	117512-L	117514-L	117516-L	117518-L

Desde **5,99€/ud**

PERIODONCIA

Perio diamantes - Royal line con tecnología diamantada de 2 capas

12,48€/ud



831

Forma ISO	267
Velocidad max.	60.000rpm
Ø 1/10mm	012
L cabeza mm	7
Envase	2 uds.
CA Refs.	540004 540006 540008




831 L

Forma ISO	268
Velocidad	60.000rpm
Ø 1/10mm	012
L cabeza mm	7
Envase	2 uds.
CA Refs.	540014 540016 540018



832

Forma ISO	258
Velocidad	60.000rpm
Ø 1/10mm	014
L cabeza mm	5
Envase	2 uds.
CA Refs.	540024 540026 540028



259

Forma ISO	259
Velocidad	60.000rpm
Ø 1/10mm	014
L cabeza mm	5
Envase	2 uds.
CA Refs.	540034 540036 540038

Fresas de carburo de tungsteno



Paro I

Forma ISO	261
Velocidad	12.000rpm
Ø 1/10mm	010
L cabeza mm	5,5
Envase	3 uds.
CA L Ref.	113510



Paro II

Forma ISO	261
Velocidad	12.000rpm
Ø 1/10mm	010
L cabeza mm	5,5
Envase	3 uds.
CA XL Ref.	113610



Paro III

Forma ISO	258
Velocidad	12.000rpm
Ø 1/10mm	012
L cabeza mm	2,7
Envase	3 uds.
CA L Ref.	113712



Paro IV

Forma ISO	258
Velocidad	12.000rpm
Ø 1/10mm	012
L cabeza mm	2,7
Envase	3 uds.
CA XL Ref.	113812



Disponemos de un **muestrario de fresas** para que pueda ver y escoger las que mas se adapten a sus necesidades.

Pregunte a su asesor comercial!

Contacte el asesor comercial de su zona :