

























VITA MFT®

Disponible en 13 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M1, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1) y 4 colores VITA classical A1 – D4® (A1, A3, C3, D3)

Anteriores superiores

| | 040 | 044 | 049 | T49 |
|---|--|--|---|---|
|  forma de pala |  40,0 7,5 |  43,9 8,1 |  49,2 9,0 |  48,8 9,0 |
|  triangular |  40,5 7,5 |  43,3 8,2 |  46,1 8,5 |  48,8 9,0 |
|  rectangular |  42,1 7,9 |  44,5 8,2 |  46,6 8,5 |  48,8 9,0 |
|  cuadrado |  46,8 8,9 |  49,7 9,2 |  49,7 9,2 |  49,7 9,2 |

Anteriores inferiores



| VITA MFT | Sup./No. | | O40 | | O44 | | O49 | | T41 | | T43 | | T46 | | T49 | | R42 | | R45 | | R47 | | S47 | | S50 | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | | | | | | | | |
| Anteriores | Inf./No. | mm | L33 | L34 | L37 | L40 | PU29 | PU33 | L33 | L34 | L37 | L40 | PU29 | PU31 | PU33 | L33 | L34 | L37 | L40 | PU29 | PU31 | PU33 | L33 | L34 | L37 | L40 | | | | | | | | | | |
| | mm | mm | 32,6 | 34,0 | 36,8 | 39,5 | 28,8 | 33,0 | 32,6 | 34,0 | 36,8 | 39,5 | 28,8 | 30,6 | 33,0 | 29,6 | 29,6 | 34,0 | 36,8 | 39,5 | 28,8 | 30,6 | 33,0 | 29,6 | 29,6 | 34,0 | 36,8 | 39,5 | 48,8 | 42,1 | 44,5 | 46,6 | 46,8 | 49,7 | | |
| Posteriores | Inf./No. | mm | PL29 | PL29 | PL31 | PL33 | PL29 | PL33 | PL29 | PL31 | PL31 | PL33 | PL29 | PL31 | PL33 | PL29 | PL29 | PL29 | PL31 | PL31 | PL33 | PL33 | PL33 | PL33 | PL33 | PL33 | PL33 | | | | | | | | | |
| | mm | mm | 29,6 | 29,6 | 31,1 | 33,6 | 29,6 | 33,6 | 29,6 | 31,1 | 31,1 | 33,6 | 29,6 | 31,1 | 31,1 | 33,6 | 29,6 | 29,6 | 31,1 | 31,1 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |

Los datos recogidos en la tabla de combinaciones son valores orientativos generales no vinculantes, que pueden variar en función de la situación individual del paciente. * largo (O47 o L37 con cuello más largo)

VITA MFT®


Disponible en 13 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M1, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1) y 4 colores VITA classical A1 – D4® (A1, A3, C3, D3)

Posteriores

PU29 – PL29

28,8

9,0




29,6

9,5

PU31 – PL31

30,6

9,6




31,1

10,0

PU33 – PL33

33,0

10,3



33,6

10,6