



NexxZr. Glaze Spray

Effective glazing.
Efficient processing.

Effective glazing.
Efficient processing.

NexxZr® Glaze Spray



NexxZr® Glaze Spray es un glaseado en aerosol fabricado con cerámica vítrea de silicato de litio de muy alta resistencia para la finalización de restauraciones monolíticas de óxido de circonio.

El tamaño óptimo de las partículas de vidrio, así como la boquilla de pulverización ajustada de forma precisa, permiten una aplicación ligera, uniforme y muy fina del material. Una capa delgada basta para proporcionar una alta unión adhesiva al óxido de circonio y da como resultado una superficie lisa y homogénea, conservando incluso los detalles más complejos de la superficie. Las características de desgaste respetuoso con el antagonista de la cerámica vítrea de silicato de litio proporcionan una protección duradera en áreas que sufren una gran agresión (por ejemplo, puntos de contacto).

Datos técnicos



Tipo
Vidrocerámica de
silicato de litio



**Resistencia
a la flexión**
> 140 MPa



**Transmisión
de la luz**
> 90 %, clara



**Resistencia
a la adhesión**
> 35 MPa



Abrasión
no medible

1 **Cerámica vítrea de silicato de litio de alta resistencia** Alta adherencia al ZrO_2 y superficies lisas y homogéneas



Aplicación de una capa extremadamente fina, aprox. 10 μm (pastas de glaseado convencionales, aprox. 40-50 μm), y alta adherencia

Superficies lisas y homogéneas sin pérdida de estructura superficial

2 **Tamaño óptimo de partículas de vidrio y boquilla de pulverización ajustada de forma precisa** Aplicación ligera, uniforme y muy fina de material en pocos segundos



Pulverización extremadamente fina



Aplicación de material ligera, uniforme y muy fina en segundos

3 **Resistencia al desgaste respetuosa con los antagonistas** Protección duradera para áreas que sufren una gran agresión, por ejemplo, puntos de contacto



Alta resistencia a la abrasión para una protección duradera



Superficies lisas y homogéneas

Tiempo y consumo




Tiempo de pulverización
por corona*
aprox. 10-15 s

Coronas por frasco
pulverizador*
aprox. 50-60 unidades



* Prueba interna

Formas de suministro

Bote pulverizador
75 ml

Otros productos estrella



NexxZr+ Multi
Un óxido de circonio
multicapa con estética natural



NexxZr T Multi
Un óxido de circonio
multicapa con una estética
multifuncional y una amplia
variedad de indicaciones



NexxZr+
Un óxido de circonio de
alta translucidez para
restauraciones estéticas
anteriores y posteriores



NexxZr T
Un óxido de circonio
con translucidez media y alta
resistencia a la flexión
para una variedad de
indicaciones y opciones de
procesamiento

Sales & Technical Support EMEA
EC Representative AB Ardent
Generatorgatan 8, 195 60 Arlandastad, Sweden
T: +46 8 594 412 57, E: info@sagemax.com
sagemax.com