



NexxZr.™ T Multi & NexxZr.™ + Multi

Explore multi zirconia.  
Experience esthetics.

Explore multi zirconia.  
Experience esthetics.

# NexxZr® T Multi



Estética  
★★★★

Gama de indicaciones  
★★★★★

1


**Gradiente suave de color y translucidez**  
Estética multifuncional

2

**Alta resistencia**  
Gran variedad de indicaciones

3

**Proceso de producción de alta calidad**  
Sinterización sin tensión ni distorsión y alta precisión de ajuste



**Tipo/Clase:**

Tipo II/Clase 5

**Indicaciones:**

- › Restauraciones unitarias
- › Puentes de 3 unidades
- › Puentes de varias unidades

**Técnicas de procesamiento:**

- › Técnica de infiltración
  - › Técnica de maquillaje
  - › Técnica de cut-back
- CTE<sub>Cerámica</sub> < 10,0 x 10<sup>-6</sup>/K

**Geometrías:**

W-98, Z-95

**Espesores:**

16, 20 mm

**Colores:**

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4



Estética

\*\*\*\*\*

Gama de indicaciones

\*\*\*\*

# NexxZr<sup>®</sup>+ Multi

1

## Gradiente de color natural

Fabricación eficiente de restauraciones de aspecto natural

2

## Gradiente de translucidez ajustado

Buena cobertura en el área cervical y mayor translucidez en el área incisal

3

## Alta resistencia a la flexión

Restauraciones unitarias y puentes hasta 3 piezas

5Y-TZP

**630 MPa**


49% Translucidez

Valores promedios

4Y-TZP

**880 MPa**

46% Translucidez



Incisal  
**3,2 mm**

Incisal  
**4 mm**

Mezcla  
**3,2 mm**

Mezcla  
**4 mm**

Dentina  
**9,6 mm**

Dentina  
**12 mm**

**16 mm Disc**

**20 mm Disc**

**Tipo/Clase:**

Tipo II/Clase 4

**Indicaciones:**

- › Restauraciones unitarias
- › Puentes de 3 unidades

**Técnicas de procesamiento:**

- › Técnica de infiltración
  - › Técnica de maquillaje
  - › Técnica de cut-back
- CTE<sub>Cerámica</sub> < 9,9 x 10<sup>-6</sup>/K

**Geometrías:**

W-98, Z-95

**Espesores:**

16, 20 mm

**Colores:**

A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2

## NexxZr T Multi



Restauraciones unitarias hasta puentes de varias piezas – todo con el mismo material



### NexxZr T Multi

Óxido de circonio multicapa con una estética multifuncional y una amplia variedad de indicaciones



## NexxZr+ Multi



Gradiente de color y translucidez natural



### NexxZr+ Multi

Óxido de circonio multicapa con estética natural



## Otros productos estrella



### NexxZr Tool D

Herramientas de fresado dental de alto rendimiento fabricadas en carburo de primera calidad con un recubrimiento de diamante nano cristalino ultra duro



### NexxZr T

Óxido de circonio con translucidez media y alta resistencia a la flexión para una variedad de indicaciones y opciones de procesamiento



### PMMA Disc Multi

Polimetilmetacrilato altamente reticulado con gradiente de color integrado para piezas provisionales fabricadas con CAD/CAM



### WAX Disc

Disco de cera sintética para la fabricación CAD/CAM de objetos de cera

### Sales & Technical Support EMEA

EC Representative AB Ardent  
Generatorgatan 8, 195 60 Arlandastad, Sweden  
T: +46 8 594 412 57, E: info@sagemax.com  
sagemax.com