

P R E S E N T A M O S



Pro 6 ARCH KIT

EL ECOSISTEMA DE IMPRESIÓN MÁS RÁPIDO DEL MUNDO

VELOCIDAD

Aplicaciones de impresión 3D hasta 2 veces más rápidas

VERSATILIDAD

Ofrezca más flujos de trabajo en la consulta

EFICIENCIA

Menos resina para imprimir y calentamiento rápido para una máxima eficacia del flujo de trabajo

SPRINTRAY 3D

IMPRESORAS PRO S

CON ARCH KIT

ARCOS DE IMPRESIÓN 2 VECES MÁS RÁPIDOS



Impresora 3D SprintRay Pro55 S o Pro95 S

Agilice la eficiencia del flujo de trabajo

El Arch Kit está diseñado para liberar el potencial de velocidad de las impresoras 3D SprintRay Pro S. Imprima en 3D 2 modelos dentales en tan solo 13 minutos, maximice el uso de resina y proporcione más tratamientos en el mismo día.

Diseñado para impresiones de un solo paciente

La plataforma de construcción Arch Kit cuenta con un potente calentador integrado y un revestimiento anodizado duro para resistir la corrosión y la oxidación.

Reduzca el gasto de resina

El tanque compacto de 125 ml de capacidad utiliza la resina de forma eficiente y se calienta rápidamente para formar una combinación perfecta con la plataforma de construcción Arch Kit.



Arch Kit Pro S Plataforma y Tanque de resina

Imprima en 3D más y más rápido

Imprima en 3D los aparatos dentales más comunes hasta 2 veces más rápido sin comprometer la calidad ni precisión.



Aplicaciones	Prótesis removibles	Férulas	Modelos dentales	Prótesis híbridas
Velocidad de impresión standard	132 minutos	40 minutos	25 minutos	35 minutos
Velocidad de impresión Arch Kit	90 minutos	22 minutos	13 minutos	20 Minutos