



ÁCIDO HIALURÓNICO

RETICULADO Y NO RETICULADO



SkinFill™

ÁCIDO HIALURÓNICO

RETICULADO Y NO RETICULADO


LA GAMA DE RELLENOS SKINFILL™ PLUS FABRICADA POR PROMOITALIA CON EL MARCADO CE, CONTIENE UNA FÓRMULA DE ÁCIDO HIALURÓNICO DE MÁXIMA CALIDAD Y ESTÁ DISPONIBLE EN 3 FORMULACIONES DIFERENTES:

SKINFILL™ SILVER PLUS
SKINFILL™ GOLD PLUS
SKINFILL™ DIAMOND PLUS




ESTOS RELLENOS ESTÉRILES, INYECTABLES, NO PIROGÉNICOS Y REABSORBIBLES ESTÁN ELABORADOS CON ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO DE ORIGEN NO ANIMAL Y SON IDEALES PARA ATENDER TODO TIPO DE SITUACIONES.

CARACTERÍSTICAS:

- MÁXIMA CALIDAD
- DURABILIDAD
- TOLERABILIDAD
- TOTALMENTE MANEJABLES



- 1 SKINFILL™ SILVER PLUS
- 2 SKINFILL™ GOLD PLUS
- 3 SKINFILL™ DIAMOND PLUS



SkinFill™ PLUS
 COMPARATIVE STUDIES
 ESTUDIOS COMPARATIVOS

ÁCIDO HIALURÓNICO

RETICULADO Y NO RETICULADO

SkinFill™
SILVER PLUS

APTO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ARRUGAS DE EXPRESIÓN, EN PARTICULAR:

- ARRUGAS PERIOCULARES
- ARRUGAS EN LOS LABIOS /
- AGUJA RECOMENDADA: **30G 1/2**.

DESCRIPCIÓN:

- 2 JERINGAS DE 1ml
 - AGUJAS: 4 X 30G
 - ETIQUETAS DE TRAZABILIDAD: un juego de 2 etiquetas adhesivas
 - CONCENTRACIÓN de hialuronato sódico
RETICULADO: 15 mg / ml
 - TASA MEDIA DE RETICULACIÓN: BAJO
 - ORIGEN DE LOS POLÍMEROS: Biofermentación
- AGENTE DE RETICULACIÓN: BDDE



SkinFill™
GOLD PLUS

INDICADO PARA TODO EL ROSTRO,,
EN PARTICULAR:

- ARRUGAS DE PROFUNDIDAD MEDIA
- CONTORNO Y VOLUMEN LABIAL
- RELLENO DE CICATRICES
- AGUJA RECOMENDADA: **27G 1/2**.

DESCRIPCIÓN:

- 2 JERINGAS DE 1ml
 - AGUJAS: 4 X 27G
 - ETIQUETAS DE TRAZABILIDAD: Un juego de 2 etiquetas adhesivas
 - CONCENTRACIÓN de hialuronato sódico
RETICULADO: 20 mg / ml
 - TASA MEDIA DE RETICULACIÓN: MEDIO
 - ORIGEN DE LOS POLÍMEROS: Biofermentación
- AGENTE DE RETICULACIÓN: BDDE



ÁCIDO HIALURÓNICO

RETICULADO Y NO RETICULADO

SkinFill™
DIAMOND PLUS


APTO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ARRUGAS DE EXPRESIÓN, EN PARTICULAR:

- ARRUGAS PROFUNDAS
- HIPOVOLUMETRÍAS FACIALES
- HIPOVOLUMETRÍAS FACIALES
- LIFTING FACIAL TOTAL

AGUJA RECOMENDADA: 27G 1/2



SkinFill™
SILVER PLUS



BEFORE



AFTER



BEFORE



AFTER

SKINFILL™ SILVER PLUS
DURACIÓN DE HASTA **3-4 MESES.**

SKINFILL™ GOLD PLUS Y DIAMOND PLUS
TIENEN UN EFECTO MÁS DURADERO


SON RELLENOS A BASE DE ÁCIDO HIALURÓNICO DE ORIGEN NO ANIMAL, ELABORADO CON UNA FÓRMULA ÚNICA Y ESTABLE QUE APORTA:

- PROTECCIÓN CONTRA LOS RADICALES LIBRES, RETRASANDO ASÍ LA DEGENERACIÓN CELULAR.
- MAYOR EFECTO DE RELLENO Y PLASTICIDAD
- MAYOR MANIOBRABILIDAD PARA EL OPERADOR
- MAYOR COMODIDAD PARA EL PACIENTE
- EFECTO DURADERO

SkinFill™
GOLD PLUS



BEFORE



AFTER



BEFORE



AFTER

SkinFill™
DIAMOND PLUS



HYALURONIC ACID BASED FILLERS OF NON-ANIMAL ORIGIN CREATED WITH A UNIQUE AND STABLE FORMULA WHICH GRANTS:

- PROTECTION AGAINST FREE RADICALS, DELAYING CELLULAR DEGENERATION
- GREATER FILLING AND PLASTICITY EFFECT
- GREATER MANAGEABILITY FOR THE OPERATOR
- GREATER COMFORT FOR THE PATIENT
- LONG LASTING EFFECT.

ÁCIDO HIALURÓNICO

RETICULADO Y NO RETICULADO

LA DURACIÓN DE CADA RELLENO DE LA GAMA SKINFILL PLUS DEPENDE DE UNA SERIE DE FACTORES, COMO POR EJEMPLO:

- CANTIDAD INYECTADA
- PROFUNDIDAD DE LAS ARRUGAS
- TÉCNICA DE INYECCIÓN
- ALCANCE DE LA CORRECCIÓN REQUERIDA
- EDAD DEL PACIENTE
- PIEL DEL PACIENTE
- ESTILO DE VIDA DEL PACIENTE



SkinFill™
SILVER PLUS

SkinFill™
GOLD PLUS

SkinFill™
DIAMOND PLUS

ÁCIDO HIALURÓNICO

RETICULADO Y NO RETICULADO

SKINFILL™ EN 9 PREGUNTAS

¿QUÉ DIFERENCIA A SKINFILL™ PLUS DE OTROS RELLENOS?

LA SORPRENDENTE Y SINÉRGICA COMBINACIÓN DE UNA ESTRUCTURA RETICULAR CON UNA NUEVA TECNOLOGÍA PATENTADA: COESIX™.

ESTO HACE QUE SKINFILL SEA ÚNICO, MANEJABLE PARA EL MÉDICO, DURADERO, PERO SOBRE TODO CAPAZ DE SATISFACER CUALQUIER NECESIDAD, GARANTIZANDO LA CORRECCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE ARRUGA Y UNA EFECTIVA REDEFINICIÓN VOLUMÉTRICA.

¿QUÉ ES EL ÁCIDO HIALURÓNICO?

ES UNA SUSTANCIA PRODUCIDA NATURALMENTE POR NUESTRO ORGANISMO, JUNTO CON EL COLÁGENO Y LA ELASTINA, ES LA PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA FIRMEZA Y LA LUMINOSIDAD DE NUESTRA PIEL.

¿ES DOLOROSO EL TRATAMIENTO CON SKINFILL™ PLUS?

NO. GRACIAS A LA DELICADA CONSISTENCIA DE SKINFILL™, EL PRODUCTO ES FÁCIL DE INYECTAR POR EL MÉDICO Y RESULTA TOTALMENTE CÓMODO PARA EL PACIENTE.

¿CUÁNTO TIEMPO SUELE DURAR UN TRATAMIENTO?

LA SESIÓN DURA UNOS 15 MINUTOS APROXIMADAMENTE.

¿EL TRATAMIENTO CAMBIARÁ COMPLETAMENTE MI ASPECTO?

¡EN ABSOLUTO! SKINFILL™ PLUS NO CAMBIARÁ EL ASPECTO NATURAL DE SU ROSTRO, SINO QUE SIMPLEMENTE AYUDARÁ A QUE PAREZCA MÁS JOVEN Y FRESCO.

¿CUÁNTO DURAN LOS RESULTADOS?

SKINFILL™ PLUS RETICULADO SUELE DURAR ENTRE 3 Y 12 MESES. LA DURACIÓN DEPENDE PRINCIPALMENTE DEL ESTILO DE VIDA.

¿ES NECESARIO TOMAR PRECAUCIONES ESPECIALES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON SKINFILL™ PLUS?

NO.

¿EXISTEN RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE SKINFILL™ PLUS?

NO.

¿EXISTEN EFECTOS SECUNDARIOS ASOCIADOS AL USO DE SKINFILL™ PLUS?

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA INFILTRACIÓN PUEDE HABER UN LIGERO ENROJECIMIENTO, HINCHAZÓN, A VECES PEQUEÑOS HEMATOMAS QUE SON ABSOLUTAMENTE PUNTUALES Y GENERALMENTE DESAPARECEN POR COMPLETO EN UNOS DÍAS.



Fill™
PLUS

PLUS

Fill™
GOLD PLUS

PLUS

PLUS

SkinFill™
DIAMOND PLUS

REG
SOLUTIONS

SkinFill™

PLUS

Avda. Meridiana, 561, 08016 Barcelona
Tel.: 0034 930 156 113 · Fax. 931 579 235
info@region.com
www.regdental.com