


BADER.

INSTRUMENTAL ROTATORIO

Precisión y rendimiento



Rotatorios

TURBINAS



Acoplamiento Midwest



Turbina LedUltimate 100

Botón de cambio de fresa.
Sistema de fibra óptica con LED.
Rodamientos cerámicos.
Spray cuadruple.
Frecuencia >330.000 rpm.
Iluminación de 32.000 lux.
Conexión directa Midwest con generador LED independiente.

Ref.0605010



Turbina Ecoair One Plus

Botón de cambio de fresa.
Rodamientos cerámicos.
Frecuencia >330.000 rpm.
Iluminación de 32.000 lux.
Conexión Midwest.
Suministro de agua y aire pulverizado.

Ref.0604005



Turbina Ledultimate Mini

Cambio de botón.
Rodamientos cerámicos.
Triple spray.
Frecuencia >330,000 rpm.
Iluminación 32,000 lux.
Conexión directa.

Ref.0605013

VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Acoplamiento Borden



Turbina Eco Air Torque Borden

Botón de cambio de fresa.
Rodamientos cerámicos.
Spray simple.
Frecuencia >330.000 rpm.
Esterilizable en autoclave a 134°C.

Ref.0604003



LED Ultimate 1000 High-Speed Handpiece Borden

Botón de cambio de fresa.
Sistema de fibra óptica con LED.
Rodamientos cerámicos.
Triple spray.
Frecuencia >330.000 rpm.
Con luz LED.
Esterilizable en autoclave a 134°C.

Ref.0604004

Acoplamiento Multiflex®



Turbina con Luz Forcesilence 6000

Sistema de fibra óptica con LED.
Rodamientos cerámicos.
Frecuencia >330.000 rpm.
Spray cuadruple.
Esterilizable en autoclave a 134°C.

Ref.0606000-1

Turbina + acoplamiento Multiflex® con regulador de spray y luz LED

Ref.0606000

NSK



Turbina Forcesilence 9000

Sistema de fibra óptica con LED.
Rodamientos cerámicos.
Frecuencia >330.000 rpm.
Spray triple.
Esterilizable en autoclave a 135°C.

Ref.0606100-1

Turbina + acoplamiento Multiflex® con regulador de spray y luz LED

Ref.0606100

PIEZA DE MANO



Pieza de Mano Complacent

Transmisión 1:1
22.000~40.000 rpm
Rodamientos sellados
Internal spray
Sistema Intramatic
Presión de aire: 245-392 KPa
Esterilizable en autoclave a 134°C

Ref.0608003



Pieza de mano Smart Line

Transmisión 1:1
18.000~21.000 rpm
Rodamientos sellados
Spray simple
Con irrigación interna
Sistema Intramatic
Presión de aire: 198 KPa
Esterilizable en autoclave a 134°C

Ref.0603103



Pieza de Mano Ultimate 1000

Transmisión 1:1
Rodamientos sellados
Spray externo simple
Sistema Intramatic
Nivel de ruido ≤ 70 dB
Esterilizable en autoclave a 134°C

Ref.0603504



Pieza de Mano Titanium-AX LED

Transmission 1:1
22,000~40,000 rpm
Rodamientos sellados
Spray interno
Luz LED
Sistema Intramatic
Presión de aire: 245-392 KPa
Esterilizable en autoclave a 134°C

Ref.0609002

DISEÑO
ERGONÓMICO

Para Scler Ultrasonic



Pieza de Mano Ultrasonido

Transmisión 1:1
18.000~21.000 rpm
Pieza de mano desmontable
Compatible
Rodamientos sellados
Esterilizable en autoclave a 134°C


Ref.09070015



Pieza de mano ultrasonido LED

Transmisión 1:1
Compatible
Luz LED
Esterilizable en autoclave a 134°C

Ref.09070038-2



Pieza de mano ultrasonido tipo EMS®

Transmisión 1:1
18 000~21 000 rpm
Pieza de mano desmontable
Compatible con EMS®
Rodamientos sellados
Autoclavable a 134 °C

Ref.09070018



Pieza de mano ultrasonido LED tipo EMS®

Transmisión 1:1.
Presión de aire: 245-392 kPa.
Luz LED.
Compatible con EMS.
Autoclavable a 135 °C.

Ref.09070046-2

CONTRA ÁNGULO



Smart Line Contra-Angle

Transmisión 1:1
18 000~21 000 rpm
Irrigación interna
Spray simple
Presión del agua: 198 kPa (2 kg)
Nivel de ruido \leq 70 dB
Rodamiento cerámico
Autoclavable a 134 °C

Ref.0603101



Ultimate 1000 Contra-Angle

Transmisión 1:1.
Sistema Intramatic.
Spray externo simple
Nivel de ruido \leq 70 dB.
Rodamiento cerámico.
Autoclavable a 134 °C.

Ref.0603502



Titanium-AX Contra-Angle

Transmisión 1:1
22 000~40 000 rpm
Sistema Intramatic
Spray externo simple
Presión de aire: 245-392 kPa
Nivel de ruido \leq 70 dB
Rodamiento cerámico
Autoclavable a 134 °C
Luz LED

Ref.0609001



Complacent Contra-Angle

Transmisión 1:1
22 000~40 000 rpm
Sistema Intramatic
Presión de aire: 245-392 kPa
Nivel de ruido \leq 70 dB
Rodamiento cerámico
Autoclavable a 134 °C

Ref.0607001



Complacent Led Light Contra-Angle

Luz LED.
Transmisión 1:1.
22 000~40 000 rpm.
Sistema Intramatic.
Presión de aire: 245-392 kPa.
Nivel de ruido \leq 70 dB.
Rodamiento cerámico.
Autoclavable a 134 °C.

Ref.0607002

MAXIMA
PRECISION

Reducers C.A.



Contra Ángulo Reductor 16:1

Transmisión 16:1
11 000~40 000 rpm
Sistema Intramatic
Nivel de ruido \leq 70 dB
Rodamiento cerámico
Autoclavable a 134 °C

Ref.0607021



Contra Ángulo Reductor 4:1

Reducción 4:1
Frecuencia 40 000 rpm
Irrigación interna
Conexión directa
Rodamiento cerámico
Autoclavable a 134 °C

Ref.0607020



Contra Ángulo Reductor 20:1

Transmisión 20:1.
Luz LED.
18 000-21 000 rpm.
Irrigación interna.
Spray simple
Nivel de ruido \leq 70 dB.
Presión del agua: 198 kPa (2 kg).
Rodamiento cerámico.
Autoclavable a 134 °C

Ref.0610005



Contra Ángulo Reductor 20:1

Transmisión 20:1.
18 000~21 000 rpm.
Irrigación interna.
Spray simple
Nivel de ruido \leq 70 dB.
Presión del agua: 198 kPa (2 kg).
Rodamiento cerámico.
Autoclavable a 134 °C.

Ref.0610006

C.A. Multiplicador



Contra Ángulo Multiplicador 1:5

Sistema Intramatic.
Spray simple externo
Nivel de ruido ≤ 70 dB.
Rodamiento cerámico.
Autoclavable a 135 °C.

Ref.0610001



Contra Ángulo Multiplicador 1:5 LED

Luz LED
Spray simple externo
Pulverización externa única
Nivel de ruido ≤ 70 dB
Rodamiento cerámico
Autoclavable a 135 °C

Ref.0610003

MICROMOTOR



Pneumatic M.M.



Micromotor Pneumatic Smart Line

Transmisión 1:1
Máx. 22 000 rpm
Irrigación interna
Sistema Midwest 4
Rodamientos cerámicos
Autoclavable a 134 °C

Ref.0603102



Micromotor Newmatic 8000 Complacent

Transmisión 1:1
Máx. 22 000 rpm
Irrigación interna
Sistema Midwest 4
Sistema Intramatic
Autoclavable a 134 °C

Ref.0608002



Micromotor Neumático Ultimate 1000

Transmisión 1:1
Pulverización externa
Máx. 22 000 rpm
Refrigeración externa
Sistema Intramatic
Nivel de ruido 65 dB
Autoclavable a 134 °C

Ref.0603503



Micromotor Neumático Smart Line Borden

Transmisión 1:1.
Máx. 22 000 rpm.
Refrigeración interna.
Sistema Intramatic.
Nivel de ruido 65 dB.
Conexión Borden.
Rodamientos cerámicos.
Autoclavable a 134 °C.

Ref.0603104

Inducción M.M.



Micromotor Induction LED M140

Micromotor eléctrico compacto
Sin escobillas
60~40,000 rpm
Spray Interno de agua
Luz LED

Ref.0609010



Micromotor de Inducción TITANIUM M3

50~40,000 rpm
Sin escobillas
Torque Maximo 4.7 Ncm
Desmontable
Compatible con Bien-Air MC3
Con luz LED.
Irrigación interna.

Ref.0609011

ACOPLAMIENTO



Conexión Multiflex®



Acoplamiento Multiflex® con Luz LED

Con luz LED autogenerada.
Con spray regulador
Ideal para unidades dentales sin luz.

Ref.0602006



Acoplamiento Multiflex con Luz LED

Con luz led
Con spray regulador

Ref.0606003



Acoplamiento Multiflex® con Regulador de Spray

Sin luz LED
Con spray regulador

Ref.0602001



Acoplamiento Multiflex® Sin Luz y Sin Regulador de Spray

Sin luz led
Con spray regulador

Ref.0602002

MAXIMA
VERSAILIDAD

Conexión Midwest



Acoplamiento para Sirona®

Con luz LED
Conexión Midwest
Con spray regulador

Ref.0602003



Compatible with W&H®

Con luz LED
Conexión Midwest
Con spray regulador

Ref.0602005



Acoplamiento Clónico Unifix Bien Air® LED

Sin luz LED
Conexión Midwest

Ref.0602008



Acoplamiento para NSK® con Luz LED

Sin luz LED autogenerada
Con regulador de pulverización
Conexión Midwest

Ref.0602007

Kits de rotatorios

CLINICA & ESTUDENTES

Masters

Turbina Led Ultimate con luz Led
Contra ángulo complacent
Pieza de mano complacent
Micromotor Newmatic

Ref.0604100



Uptrend

Turbina Forcesilence 6000
Acoplamiento
Contra ángulo Complacent
Pieza de mano Complacent
Micromotor Newmatic

Ref.0604200



LO MAS VENDIDO

KIT 4matic

Turbina Ledultimate con luz LED
Contra ángulo Smartline
Pieza de mano Smartline
Micromotor Smartline

Ref.0604900



MÁS VENDIDO ENTRE ESTUDIANTES

D'lux

Turbina Forcesilence 6000
Acoplamiento
Contra ángulo Complacent
Pieza de mano Complacent
Micromotor Newmatic

Ref.0605800



Smart

Turbina Eco Air High-Speed
Handpiece
Smartline Contra-Angle
Smartline Straight handpiece
Smartline Micromotor

Ref.0603100



Neo

Turbina Forcesilence 6000
Acoplamiento Multiflex®
Contra ángulo Smartline
Pieza de mano Smartline
Micromotor Smartline

Ref.0605300



Para los estudiantes, incluyen:

- Revisión gratuita
- Garantía hasta el final del curso
- Spray lubricante
- Maletín
- Mochila

Todos nuestros kits:



Mantenimiento de las piezas de mano:

- Recuerde lubricar sus piezas de mano diariamente para garantizar su correcto funcionamiento y evitar daños.

CONTACTO

España: Teléfono + Whatsapp
+34 986 190 307

Portugal: Teléfono + Whatsapp
+351 211 156 082

bader.es



BADER.

