

BADER.

Catálogo comercial
SILLONES DENTALES



9 MODELOS

BADER. GARANTÍA DE CALIDAD

Descubre los
equipos dentales
de los profesionales






SILLONES DENTALES BADER.

Crear una sensación de comodidad y descanso en el paciente es el objetivo principal de las nuevas unidades dentales Bader. Convertiendo a la marca, en un socio preferente en la fabricación e instalación de equipos.

Nuestros sillones cuentan con un diseño modular y ergonómico. Incluyen:



1 / Taburete con regulador de altura 2 / Pedal multifunción 3 / Scaler con luz led
4 / Lámpara de fotopolimerizar 5 / Lámpara operatoria 6 / Mangueras italianas Drive Air

Además, toda unidad dental montada: Sistema electromecánico tipo Linak, micromotor, jeringa triple y filtro de legionella.

El departamento de I+D de Bader, con sede en España, impulsa la marca y ha establecido un nuevo estándar en la fabricación de sus equipos dentales.

Estos sillones destacan por su calidad, durabilidad y garantía, asegurando una inversión confiable a largo plazo.

Con una filosofía basada en el desarrollo continuo y el aprendizaje, Bader ofrece una gama de 9 modelos diseñados para satisfacer las exigencias de los profesionales del sector.

DISEÑO 
EUROPEO

Distribución internacional





NUUESTRA GAMA DE
SILLONES DENTALES
SITÚA AL ODONTÓLOGO
EN EL CENTRO.

La filosofía de Bader entiende
que, ofreciendo equipos
adaptados al entorno de
trabajo, el doctor puede
centrarse en lo más
importante: el cuidado del
paciente.

Conoce los modelos



BADER.

M1 Hilux

NEW
GENERATION



MÍ HILUX

New generation

Diseño de nueva generación del buque de insignia de la marca.

Sistema modular | Ref. SFTYM1

LÁMPARA OPERATORIA

BANDEJA ODONTÓLOGO

BANDEJA ASISTENTE

GRUPO HÍDRICO

PEDAL MULTIFUNCIÓN

*El equipo dental puede estar sujeto a modificaciones.

Elementos del equipo:



+ Info





BADER.

M1 Hilux

AMBIDIESTRO



M1 HILUX

Ambidiestro

El equipo dental más versátil.

Sistema modular | Ref. SFTYM1AD

LÁMPARA OPERATORIA

BANDEJA ODONTÓLOGA AMBIDIESTRO

BANDEJA ASISTENTE

GRUPO HÍDRICO

PEDAL MULTIFUNCIÓN

*El equipo dental puede estar sujeto a modificaciones.

Elementos del equipo:



+ Info





BADER.

M9 Trekc

CART



M9 TREKC

Cart

Auténtica libertad de movimiento para el odontólogo y su asistente.

Sistema modular | Ref. SFTYM9

LÁMPARA OPERATORIA

BANDEJA ODONTÓLOGO TIPO CART

VÁLVULA ESCUPIDERA

GRUPO HÍDRICO UNIDO AL SILLÓN DENTAL

JERINGA LUZZANI

BANDEJA AUXILIAR OPCIONAL *No incluye ordenador.

*El equipo dental puede estar sujeto a modificaciones.

Elements of equipment



+ Info





BADER.

M2 Trekc

HIGH EDITION



M2 TREKC

High Edition

Comodidad y diseño moderno para una experiencia odontológica superior.

Sistema modular | Ref. SFTYM2

LÁMPARA OPERATORIA

BANDEJA ODONTÓLOGO

VÁLVULA ESCUPIDERA

GRUPO HÍDRICO UNIDO AL SILLÓN

JERINGA LUZZANI

BANDEJA AUXILIAR PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA

*El equipo dental puede estar sujeto a modificaciones.

Elementos del equipo:



+ Info





BADER.

M2 Trekc

SPACE UP

M2 TREKC

Space Up

Comodidad y diseño moderno para una experiencia odontológica superior.

Sistema modular | Ref. SFTYM2B

LÁMPARA OPERATORIA

BANDEJA ODONTÓLOGO

VÁLVULA ESCUPIDERA

GRUPO HÍDRICO UNIDO AL SILLÓN

JERINGA TRIPLE

BANDEJA AUXILIAR PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA

*El equipo dental puede estar sujeto a modificaciones.

Elementos del equipo:



+ Info





BADER.

M& Flex Up

COMPAC



M8 FLEX UP

Compact

Equipo de gama superior para clínicas que buscan una unidad dental robusta.

Sistema modular | Ref. SFTYM8

LÁMPARA OPERATORIA

GRUPO HÍDRICO

BANDEJA ODONTÓLOGO

BANDEJA ASISTENTE

MICROMOTOR ELÉCTRICO

PEDAL MULTIFUNCIÓN

*El equipo dental puede estar sujeto a modificaciones.

Elementos del equipo:



+ Info





BADER.

M8 Flex Up

PLUS



M8 FLEX UP

Plus

Para clínica que buscan el mayor confort y calidad para sus pacientes.

Sistema modular | Ref. SFTYM8PLUS

LÁMPARA OPERATORIA

GRUPO HÍDRICO + SISTEMA DE DESINFECCIÓN

BANDEJA ODONTÓLOGO

BANDEJA ASISTENTE

MICROMOTOR ELÉCTRICO

PEDAL MULTIFUNCIÓN

*El equipo dental puede estar sujeto a modificaciones.

Elementos del equipo:



+ Info





BADER.

M3 Quirúrgico



M3

Quirúrgico

Máxima comodidad y funcionalidad para cirugías dentales

Sistema modular | Ref. SFTYM3

LÁMPARA OPERATORIA

BANDEJA ODONTÓLOGO TIPO CART (OPCIONAL)

PORTAVASOS Y SERVILLETERO

JOYSTICK PARA CONTROL DE MOVIMIENTOS

PEDAL CART

*El equipo dental puede estar sujeto a modificaciones.

Elementos del equipo:



+ Info





BADER.

DINO Child model



DINO

Child Model

Modelo adaptado para odontología infantil de gran experiencia visual.

Sistema Modular | Ref. 289AA

LÁMPARA OPERATORIA

BANDEJA ODONTÓLOGO TIPO CART

BANDEJA DE ASISTENTE

GRUPO HÍDRICO

PEDAL MULTIFUNCIÓN

*El equipo dental puede estar sujeto a modificaciones.

Elementos del equipo:



+ Info



PERSONALIZACIÓN

Ultra Soft
Leather

Configuración estándar:

AMARILLO NEÓN  122U	NARANJA WARM  2028U	BRIGHT GREEN  2289U	RED LIGHT  3517U	GRAND UCLA  2935U	REAL INDIGO  2397U	GREEN FOREST  356U	ROJO BURDEOS  208U
ROJO TERRACOTA  1815U	SPICE COFFE  BLACK 5U	BLACK  BLACK 6C	PASTEL VIOLET  2112U	MALVA PASTEL  2099U	BLUE GRAY  2377U	AZUL MAYA  7451U	WHITE  WHITE
COOL GRAY  COOL GRAY 2U	ÉBANO  7505U	CLEAN CLAY  7527U	BLUE GRAY  317U	BLUE RANGE  290U	PORT ROSÉ  2039U	OXFORD  295U	

CONFIGURACIÓN

Sillones dentales

Configuración estándar		M1	M1 AMB	M9 CART	M2 HE	M2 SU	M8 COMP	M8 PLUS	M3	DINO	
Bandeja odontólogo	Sistema	Colibrí	Colgante	Cart	Colibrí	Colgante	Colibrí	Colgante	Cart	Colgante	
	Jeringa triple (Agua, aire y spray)	American DCI	American DCI	Luzzani Minlight	Luzzani Minlight	Luzzani Minlight	Luzzani Minlight	Luzzani Minlight	Luzzani Minlight	American DCI	
	Mangueras para rotatorios	1 - Drive Air Midwest 4 (Con micromotor neumático) 2 - Drive Air Midwest 6	1 - Drive Air Midwest 4 (Con micromotor neumático) 2 - Drive Air Midwest 6	1 - Drive Air Midwest 4 (Con micromotor neumático) 2 - Drive Air Midwest 6	1 - Drive Air Midwest 4 (Con micromotor neumático) 2 - Drive Air Midwest 6	1 - Drive Air Midwest 4 (Con micromotor neumático) 2 - Drive Air Midwest 6	1 - Drive Air Midwest 4 (Con micromotor neumático) 2 - Drive Air Midwest 6	1 - Manguera para micromotor de inducción 2 - Drive Air Midwest 6	1 - Manguera para micromotor de induction 2 - Drive Air Midwest 6	1 - Drive Air Midwest 4 (Con micromotor neumático) 2 - Drive Air Midwest 6	1 - Drive Air Midwest 4 (Con micromotor neumático) 2 - Drive Air Midwest 6
	Micromotor	Neumático	Neumático	Neumático	Neumático	Neumático	Eléctrico	Eléctrico	Neumático	Neumático	
Botonera de control táctil		3 posiciones programables	3 posiciones programables	9 posiciones programables	9 posiciones programables	9 posiciones programables	9 posiciones programables	3 posiciones programables	3 posiciones programables	3 pposiciones programables	
Bandeja asistente	Bandeja tipo	Giratorio Mangueras colgantes	Giratorio Mangueras colgantes	Giratorio Mangueras colgantes	Giratorio Mangueras colgantes	Giratorio Mangueras colgantes	Giratorio Mangueras colgantes	Giratorio Mangueras colgantes	×	Giratorio Mangueras colgantes	
	Botonera de control táctil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	
Grupo hídrico	Escupidera de porcelana orientable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	
	Válvula escupidera Válvula de corte	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	
Pedal multifunción	Control de movimientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	
	Control agua de escupidera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	
	Control de aire y agua de piezas de mano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	
Lámpara operatoria	Potencia e intensidad	15W 8000-35000 lux	23W 8000-45000 lux	23W 8000-35000 lux	23W 8000-45000 lux	23W 8000-45000 lux	23W 8000-45000 lux	23W 8000-50000 lux	23W 20000-90000 lux	15W 8000-28000 lux	
Motores sillón	Motor tipo	Eléctrico Tipo Linak	Eléctrico Tipo Linak	Eléctrico Tipo Linak	Eléctrico Tipo Linak	Eléctrico Tipo Linak	Eléctrico Tipo Linak	Eléctrico Tipo Linak	Eléctrico Tipo Linak	Eléctrico Tipo Linak	
Garantía	3 años	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

*Lámpara sujeta a modificaciones

*Todos los equipos incluyen: Filtro de legionella, scaler con luz led tipo EMS, lámpara de fotopolimerizar y taburete

SERVICIO TÉCNICO RED DE APOYO ACTIVO

El departamento técnico es una de las piedras angulares de la marca, proporcionando apoyo y servicio a los clientes que confían en Bader. Cuenta con un equipo técnico formado que ha participado activamente en el desarrollo de los nuevos productos. Esto, se traduce en una baja incidencia de eventualidades y excelentes políticas de apoyo al cliente. Además, la empresa ha sido proactiva desde sus inicios en desarrollar una red de técnicos que se extiende por toda Europa y tiene presencia en las principales capitales de provincia



CEO BADER
Gaby Mroz

«La evolución de nuestra tecnología, sumada a los años de experiencia, nos ha permitido desarrollar un servicio postventa que mejora la respuesta ante incidencias, potenciando la satisfacción del cliente final»



DISEÑO EUROPEO
Distribución internacional

CONTACTO



España: Móvil + Whatsapp
+34 986 190 307

Portugal: Móvil + Whatsapp
+351 211 156 082



BADER.

+ Info

